

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



3128 B Bloeddruk Hartslagmeter

Bloeddruk bereik Systolisch : 60-250 mmHg
Bloeddruk bereik Diastolisch : 30-195 mmHg
Bloeddruk nauwkeurigheid : $\pm 2\%$

Hartslag (HS)bereik : 0-199 slagen /min.
HS nauwkeurigheid : $\pm 4\%$
Geheugen : 400
Voeding : 4 x AA of oplader
Afmetingen : 141 x 121 x 72 mm
Gewicht : 350 gram
Data : Bluetooth transmissie via apps of USB
Apps : Healthy check, MbH BP

Indien u vragen heeft over deze Bloeddruk-Hartslagmeter , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085-0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : infobe@prior-medical.com