

ANTI-DECUBITUS MATRASSEN

HET MEEST COMPLETE ANTI-DECUBITUS SYSTEEM
VOOR UNIFORMITEIT IN DECUBITUSZORG

4PRO



DOOVECAREGROEP



- 3 therapiestanden:
1-op-2 wisseldruk,
1-op-4 wisseldruk en
continue lage druk
- Aeroskin protection cells
(ASPC) met Refined Stability
Support (RSS)
- Gepatenteerde TrueCare
wisseldruk
- Automatische drukinstelling
- Automatische kalibratie
- Comfortregeling met
5 standen
- Luchtcellen zijn individueel
te ontkoppelen
- Traploos verstelbare
ophangbeugels
- Akoestisch en visueel alarm
en foutmelding indicatie
conform norm IEC 60601-1-8
- Gehele matras is volledig
wasmachine bestendig
- CPR functie
- Max. vulling van matras
- Transportfunctie
- Dampdoorlatende,
waterdichte, anti-bacteriële
en rekbaar hoes
- Hoes met gelaste naden
- Kabelmanagement aan
beide zijden
- Verschillende
financieringsmogelijkheden



4PRO

PREVENTIEF, CURATIEF EN PALLIATIEF INZETBAAR
BIJ ALLE DECUBITUS CATEGORIEËN, OOK IN BUIKLIKKING

OPTIMALE ANTI-DECUBITUSWERKING, OPTIMAAL COMFORT

100%

Onze visie op decubituszorg gecombineerd met de uitdagingen in de zorg zijn het uitgangspunt geweest bij het ontwikkelen van de 4PRO. Het resultaat is een revolutionair anti-decubitusmatras dat zo compleet is dat het bij alle cliënten met (een risico op) decubitus inzetbaar is. Op- of afschalen van verschillende matrassen behoort met de 4PRO tot het verleden.



De 4PRO heeft 3 therapiestanden; een 1-op-2 wisseldrukcyclus (Ab) en een 1-op-4 wisseldrukcyclus (ABCd) voor het actief stimuleren van de doorbloeding en een continue lage druk. In combinatie met de 5 comfortstanden en de mogelijkheid om cellen individueel te ontkoppelen is de 4PRO aan te passen aan de specifieke behoeften van de cliënt en in te zetten als buikliggsysteem.



Door de unieke vormgeving van de Aeroskin Protection cellen wordt er een optimale ondersteuningsdruk bereikt en hebben schuifkrachten geen kans. De toevoeging van de gepatenteerde TrueCare technologie zorgt ervoor dat de cliënt tijdens het wisselen van de cellen stabiel en comfortabel op het matras blijft liggen.



De geavanceerde technologie zorgt ervoor dat het matras altijd op de juiste druk is en de cliënt optimaal ondersteund wordt. De pomp is voorzien van een automatische drukdetectiefunctie die de druk aanpast op het gewicht en de lengte van de cliënt.

4PRO

Bedenk eens wat de 4PRO voor uw organisatie kan betekenen.
Eén systeem voor al uw patiënten met (risico op) decubitus dat

- Zorgt voor eenduidigheid en uniformiteit in uw decubitusbeleid
- Eenvoudig is in gebruik
- De kwaliteit van zorg verhoogt
- Tot tijds- en kostenbesparing leidt
- Bekijk onze [productvideo](#)

Decubitus is onnodig



Veel zorginstellingen zijn tevreden als ze een prevalentiescore op decubitus van rond de 10% halen. En misschien wel terecht. Maar waarom accepteren we eigenlijk nog decubitus? Als we met elkaar de kwaliteit in de zorg willen verbeteren, moeten we ambitieuze doelen stellen.



Wij voegen de daad bij het woord en brengen met onze 0% Challenge de interne decubitusprevalentie binnen een zorginstelling terug naar 0%. onderdeel van dit concept is de 24-uurs aanpak; de 1-matrassen filosofie met de 4PRO in combinatie met een dynamisch zitkussen waarborgt een optimale preventie en behandeling van decubitus 24 uur per dag.

Specificaties 4PRO

Lengte matras	205 cm	Cyclustijd 1-2 wisseldruk	10 min
Breedte matras	88 cm	Cyclustijd 1-4 wisseldruk	20 min
Hoogte matras	16 cm	Gewichtsbelasting	20-200 kg
Gewicht matras	12 kg	Classificatie	class II, type BF

Bel voor een afspraak met onze productspecialist **0182 624 999**
of stuur een mail naar sales@doove.nl