

## Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het ontwikkelen en leveren van innovatieve medische hulpmiddelen die bijdragen aan een aangenamere zorg voor zorgprofessional en patiënt.

TechniCare  
Nikkelstraat 24  
2984AM Ridderkerk  
T +31 (0) 85 0870 421  
[info@technicare.nl](mailto:info@technicare.nl)

### Gipszaaghouder

De gipszaaghouder, geschikt voor zowel de **Cleancast CC5, CC6 & CC7 gipszaag**.

De gipszaaghouder beschikt over een ingebouwde schakelaar, die gekoppeld kan worden aan het centrale afzuigsysteem. Door de gipszaag uit de houder te nemen wordt het systeem ingeschakeld.

Indien u deze houder al in gebruik heeft is het ook mogelijk enkel de voet te wisselen om deze passend te maken voor de CC7 gipszaag.



### Gipsstoel Proceed

Naast deze houder levert TechniCare ook andere producten voor de gipskamer. De meest recente innovatie is de gipsstoel Proceed; een **compacte** stoel geschikt voor 95% van alle gipsen. De stoel is zeer compact en daarmee geschikt voor de kleine gipsruimtes.

