

Techniek voor zorg,  
zorg voor techniek.



infuustechnologie

# Biegler BW585M

## Bloed- en infuusverwarmer

De BW585M is een zeer degelijke bloed- en infuusverwarmer van het fabricaat Biegler. Dit toestel helpt u bij het voorkomen van hypothermie bij uw patiënt tijdens en rond de operatie en natuurlijk ook op de IC of verpleegafdeling. Het toestel is veilig, compact en u kunt het gemakkelijk aan uw infuuspaal of railsysteem hangen.

De BW585M is eenvoudig en voordelig in gebruik, u gebruikt enkel een verlenging van uw infuuslijn en u wikkelt de verlengde infuuslijn om de BW585M. Ook het instellen van de temperatuur gaat erg gemakkelijk. U kunt zelfs een tweede infuuslijn verwarmen met de BW585M. Het toestel is zeer betrouwbaar, kan goed tegen een stootje en is vochtbestendig.



- / Eenvoudig in bediening en gebruik
- / Regelbaar van 37°C tot 41°C, per 0,5°C
- / Twee infuuslijnen tegelijkertijd te verwarmen
- / IPX4 vochtbestendig

FLI6308 v3.0 17/03/16