



**TechniCare**  
Improving Healthcare



# Gipsstoel Proceed

Comfort en gebruiksgemak




## Compacte gipsstoel


Veel gipsverbandmeesters lopen jarenlang tegen hetzelfde probleem aan. Grote banken in vaak kleine ruimtes die niet alle functionaliteiten bieden. Met de gipsstoel/behandelstoel Proceed is dit verleden tijd! De gipsstoel is een compacte stoel met veel verstelmogelijkheden, om zo goed als alle gipsen aan te kunnen brengen.

Vanuit de praktijk is de gipsstoel/behandelstoel ontwikkeld. Dit betekent dat er veel praktische eigenschappen aan de stoel zijn die bijdragen aan verbetering voor patiënt en de gipsverbandmeester.

## Comfort en gebruiksgemak

De gipsstoel – behandelstoel is kenmerkend vanwege comfort en gebruiksgemak. Comfort voor de patiënt in zowel het bieden van goede kussens, maar ook in het bieden van een comfortabele instapstand en uitstapstand. Daarbij is de gipsstoel zo te positioneren dat elke comfortabele positie voor de patiënt eenvoudig te verstellen is.





Gebruiksgemak voor de gipsverbandmeester is ook van groot belang. De gipsverbandmeester moet zichzelf kunnen focussen op de zorg, en de gipsstoel dient hierbij ondersteunend te zijn. Met een intuïtieve bediening en verstelmogelijkheden zorgen we voor het makkelijk aanbrengen van diverse gipsen.

## Ontwikkeling

Door en voor gipsverbandmeesters. De gipsstoel Proceed is ontwikkeld in nauwe samenwerking met gipsverbandmeester Leon Brouwers, eveneens directeur van Medi-Chair. Vanuit jarenlange ervaring is de stoel tot stand gekomen door kennis vanuit de praktijk.

### Accessoires



**Kniesteun**



**RVS Materiaalbak**



**Steunkussen**



**Accu**

### Details

Breedte:	53 cm
Rug verstelling:	85°
Hoogte verstelling:	60-100 cm
Trendelenburg verstelling:	15°
Maximum gewicht:	150 kg
Wielen:	Ø100mm
Materiaal:	Staal gecoat

*“Efficiëntie was  
nog nooit zo  
comfortabel”*

Dhr. Leon Brouwers, Eigenaar van  
Medi-Chair en gipsverbandmeester

# Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel en productie faciliteiten. Voor meer informatie:

[www.technicare.nl](http://www.technicare.nl)



Roermondsestraat 54  
5912 AK Venlo

T +31 (0)6 403 94 738  
[info@medi-chair.nl](mailto:info@medi-chair.nl)

[www.medi-chair.nl](http://www.medi-chair.nl)



Nikkelstraat 24  
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)85 0870 421  
[info@technicare.nl](mailto:info@technicare.nl)

[www.technicare.nl](http://www.technicare.nl)