

# ROLSTOELLEN EN MOBILITEIT

MULTIFUNCTIONELE TRANSPORTROLSTOEL

## CADDY<sup>3</sup>



DOOVECAREGROEP



- Multifunctionele instellingsstoel
- Veilige en stabiele constructie
- Vandalisme- en diefstalbestendig
- Compact achter elkaar te parkeren
- Remhendel met parkeerstand
- Duurzaam en onderhoudsarm
- Remkabels weggewerkt in frame
- Opklapbare armleuningen en voetenplank
- Lekkrije banden
- Goed zitcomfort
- Weersbestendig door 2-laags poedercoating
- Ook leverbaar met elektrische aandrijving
- In verschillende kleuren leverbaar
- Verschillende financieringsmogelijkheden



# CADDY<sup>3</sup> TRANSPORTROLSTOEL

ROBUUST EN ONDERHOUDSARM

## ONTWORPEN VANUIT ERGONOMIE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID



De Caddy<sup>3</sup> is een multifunctionele instellingsstoel die met vele handige opties volledig op uw specifieke situatie afgestemd kan worden. De basisversie is geschikt voor de uitleen aan bezoekers die slecht ter been zijn. Door de Caddy<sup>3</sup> uit te breiden met een gestoffeerde zitting en rug, infuushaken en zuurstoffleshouder wordt het een zeer geschikte rolstoel voor verpleegafdelingen of transportdiensten in zorginstellingen.



De Caddy<sup>3</sup> heeft een lange wielbasis zonder daarmee langer te zijn dan de gemiddelde manuele rolstoel. Doordat de voorwielen voor de voetplaten geplaatst zijn, zal de rolstoel nooit kantelen wanneer er op de voetplaat gestapt wordt. Met een zitbreedte tussen de armleuningen van 55 cm is de rolstoel comfortabel voor een grote doelgroep.



De rolstoel is zeer robuust en onderhoudsarm maar ook vandalisme- en diefstalbestendig. De armleuningen en de voetenplank zijn opklapbaar, maar niet afneembaar. Toegevoegde opties worden netjes weggewerkt en kunnen ook niet worden meegenomen. De Caddy<sup>3</sup> is dus altijd klaar voor gebruik.



Dankzij het nestbare frame zijn meerdere rolstoelen, inclusief opties, gemakkelijk in elkaar te schuiven tot een compacte rij. Dit bespaart ruimte en houdt de omgeving netjes en opgeruimd.

# CADDY<sup>3</sup> TRANSPORTROLSTOEL

Bedenk eens wat de CADDY<sup>3</sup> TRANSPORTROLSTOEL voor uw organisatie kan betekenen.

- Comfortabel voor een grote doelgroep
- Rijdt licht en is gemakkelijk bestuurbaar
- Duurzaam en vandalismebestendig
- Fris en modern ontwerp
- Zelfordenend systeem (nestbaar frame)
- Bekijk onze [productvideo](#)

De verschillende modellen die u kunt kopen, huren of leasen:



Caddy<sup>3</sup>

Caddy e-Move  
zonder treeplank

Caddy e-Move  
met treeplank

Caddy<sup>3</sup> standplaats

## Specificaties CADDY<sup>3</sup> TRANSPORTROLSTOEL

Lengte x breedte x hoogte

103,5 x 70 x 103,5 cm

Voorwielen

7 x 1¾ inch

Achterwielen

12½ x 2¼ inch

Gewicht

25 kg

Maximale belasting

150 kg

Bel voor een afspraak met onze productspecialist **0182 624 999**  
of stuur een mail naar [sales@doove.nl](mailto:sales@doove.nl)