

PASSIEVE TILLIFTEN

ALUMINIUM TILLIFT MET ANTI-ROTATIEMECHANISME



CARLO

DOOVECAREGROEP



- Lichtgewicht, aluminium constructie
- Extra veel ruimte binnen het juk
- Anti-rotatiemechanisme
- Lage onderhoudskosten
- Standaard elektrisch positioneringssysteem
- Groot tilbereik met nooddaalfunctie
- Elektrisch hoog/laag en elektrisch verstelbaar onderstel
- Waterbestendige liftconstructie
- Afstandsbediening met statusweergave van de batterij
- Tilbanden met veiligheidsclips in 4 maten (S,M,L,XL)
- Dichte zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Universele accu
- Verschillende financieringsmogelijkheden
- MADE IN GERMANY



PASSIEVE TILLIFTEN

MET STANDAARD ELEKTRISCH POSITIONERINGSSYSTEEM

BREED INZETBAAR EN GEMAKKELIJK IN GEBRUIK



De CARLO is een passieve tillift waarmee cliënten veilig en moeiteloos verplaatst kunnen worden. Dankzij de aluminium constructie is de lift zeer licht, makkelijk te verrijden en mag hij ook in natte ruimtes gebruikt worden.



De CARLO heeft een lange tilarm waardoor er veel ruimte ontstaat tussen de cliënt en de mast van de lift. De cliënt kan hierdoor vrij bewegen zonder benen of knieën te stoten.



Het gepatenteerde anti-rotatiemechanisme van het juk voorkomt ongewenst roteren van het juk tijdens transfers en vermindert draai- en slingerbewegingen. Hierdoor voelt de cliënt zich veilig. Bovendien wordt het verrijden van de tillift vergemakkelijkt.



Door gebruik te maken van standaard en uitwisselbare onderdelen zijn de onderhoudskosten van de CARLO aanzienlijk lager dan van vergelijkbare tilliften.

PASSIEVE TILLIFTEN

Bedenk eens wat de de CARLO voor uw organisatie kan betekenen.

- Minimaliseert fysieke belasting van verplegend personeel
- Universeel inzetbaar; ook geschikt voor douchen of baden
- Mogelijkheid tot tillen vanaf de vloer
- Lage onderhoudskosten
- Bekijk onze [productvideo](#)

De verschillende modellen die u kunt kopen, huren of leasen:



Specificaties CARLO

Lengte onderstel	1290 mm
Hoogte onderstel	125 mm
Breedte (gesloten onderstel)	700 mm
Hefbereik	1400 mm
Gewicht	65 kg
Maximale gewichtsbelasting	185 kg

CARLO XL

Lengte onderstel	1400 mm
Hoogte onderstel	125 mm
Breedte (gesloten onderstel)	700 mm
Hefbereik	1400 mm
Gewicht	65 kg
Maximale gewichtsbelasting	230 kg

Bel voor een afspraak met onze productspecialist **0182 624 999**
of stuur een mail naar sales@doove.nl