

# Stationsbedarf

## Präzisa




### Präzisa Blutlanzetten

Aus rostfreiem medizinischen Spezialstahl mit extrem scharfer Spitze (Spezial-Mikroschliff). Stabiler Lanzettenkörper durch konkave Längsmulde. Einzeln, steril verpackt. Sterilisiert mittels Kobalt 60-Gammastrahlen.

REF 10.000.00.020

VE = 200 Stück

VSE = 40.000 Stück



### Präzisa Fadenzieh-Set

Inhalt:

1 anatomische Kunststoffpinzette, 1 langes Fadentrennmesser, 2 Mullkompressen, 10 x 10 cm. Steril verpackt.

REF 93.800.00.000

VE = 100 Stück



### Präzisa Fadentrennmesser

Aus rostfreiem medizinischen Stahl mit Mikroschliff. Einzeln steril verpackt. Sterilisiert mittels Gamma-Strahlen.

REF 11.000.00.010 kurz

REF 11.000.00.020 lang

VE = 1.000 Stück

VSE = 10.000 Stück