

## Systeme zur Wunddrainage



### Redonflasche 200 ml OP-System Large-Lock, Stufenkonnektor

Steril, vorevakuiert 0,9 bar,  
einzeln steril verpackt,  
pyrogenfrei.

REF 05.000.22.801

VE = 60 Stück

dto. PVC-frei

REF 05.000.22.812

VE = 60 Stück



### Redonflasche 200 ml Stationsystem Large-Lock

Vorevakuiert 0,9 bar,  
einzeln steril verpackt,  
pyrogenfrei.

REF 05.000.22.800

VE = 40 Stück

dto. PVC-frei

REF 05.000.22.813

VE = 60 Stück



### Redonflasche 400 ml OP-System Large-Lock

Vorevakuiert 0,9 bar,  
einzeln steril verpackt,  
pyrogenfrei.

REF 05.000.22.803

VE = 45 Stück

dto. PVC-frei

REF 05.000.22.814

VE = 45 Stück

## Systeme zur Wunddrainage



### Redonflasche 400 ml Stations-System Large- Lock

Vorevakuiert 0,9 bar,  
einzeln steril verpackt,  
pyrogenfrei.

REF 05.000.22.802

VE = 45 Stück

dto. PVC-frei

REF 05.000.22.815

VE = 45 Stück



### Redonflasche 600 ml OP-System Large-Lock

Vorevakuiert 0,9 bar,  
einzeln steril verpackt,  
pyrogenfrei.

REF 05.000.22.805

VE = 35 Stück



### Redonflasche 600 ml Stations-System Large-Lock

Vorevakuiert 0,9 bar,  
einzeln steril verpackt,  
pyrogenfrei.

REF 05.000.22.804

VE = 35 Stück

## System zur Wunddrainage



### Redon-Verbindungs- schlauch

Mit Stufenkonnector,  
125 cm Länge, Large Lock.  
Einzel steril verpackt,  
pyrogenfrei.

---

REF 05.000.22.810

VE = 50 Stück

---

VSE = 100 Stück

## System zur Wunddrainage



### Redon-Mini Faltenbalg-Set

20 ml, mit Redon-Drain und Führungsnadel CH 6, einzeln steril verpackt, pyrogenfrei.

REF 05.000.22.536

VE = 20 Stück

(Abbildung)

dto. 50 ml

REF 05.000.22.553

VE = 10 Stück

(ohne Abbildung)



### Redon-Mini Faltenbalg-Set

20 ml, mit Redon-Drain und Führungsnadel CH 8, einzeln steril verpackt, pyrogenfrei.

REF 05.000.22.538

VE = 20 Stück


(ohne Abbildung)

dto. 50 ml

REF 05.000.22.554

VE = 10 Stück

(Abbildung)



### Redon-Mini Faltenbalg Einzelflasche

20 ml, mit Universal-schraubkonnektor zur Aufnahme von Redon-Drains CH 6 und CH 8, Wechselflasche für Redon-Mini-Faltenbalg, 20 ml, einzeln steril verpackt, pyrogenfrei.

REF 05.000.22.537


VE = 20 Stück

dto. 50 ml

REF 05.000.22.552

VE = 20 Stück

## Redon-Drains mit und ohne Führungsnadel



### Redon-Drains mit Führungsnadel Perforation 15 cm Länge 80 cm

Redon-Drains aus medizinischem PVC mit Röntgenkontraststreifen, 80 cm Länge, 15 cm perforiert, Führungsspieß aus Edelstahl, zur Ableitung von Wundsekret, doppelt steril verpackt, pyrogenfrei.

REF 05.000.22.511 CH 6

REF 05.000.22.512 CH 8

REF 05.000.22.513 CH 10

REF 05.000.22.514 CH 12

REF 05.000.22.515 CH 14

VE = 100 Stück



### Redon-Drains Perforation 15 cm Länge 50 cm

REF 05.000.22.504 CH 6

REF 05.000.22.505 CH 8

REF 05.000.22.506 CH 10

REF 05.000.22.507 CH 12


REF 05.000.22.508 CH 14

REF 05.000.22.509 CH 16

REF 05.000.22.510 CH 18

VE = 100 Stück

## Redon-Führungsnadeln Silikon-Drains



### Redon-Führungsnadeln Typ gerade

Mit Messerspitze und Gewinde.  
Länge: 20 cm, unsteril.

#### CH 8

REF 09.602.08.000

#### CH 10

REF 09.602.10.000

#### CH 12

REF 09.602.12.000

#### CH 14

REF 09.602.14.000

#### CH 16

REF 09.602.16.000

#### CH 18

REF 09.602.18.000

VE = 1 Stück

### Redon-Führungsnadeln Typ gebogen

Mit Messerspitze und Gewinde.  
Länge: 20 cm, unsteril.

#### CH 8

REF 09.282.08.000

#### CH 10

REF 09.282.10.000

#### CH 12

REF 09.282.12.000

#### CH 14

REF 09.282.14.000


#### CH 16

REF 09.282.16.000

#### CH 18

REF 09.282.18.000

VE = 1 Stück



### Silikon-Drains mit Röntgenkontrast- streifen, 50 cm lang, mit seitlichen Augen

#### Silikon-Drain CH 12

REF 05.000.22.602

#### Silikon-Drain CH 15

REF 05.000.22.603

#### Silikon-Drain CH 18

REF 05.000.22.604

#### Silikon-Drain CH 21

REF 05.000.22.605

#### Silikon-Drain CH 24

REF 05.000.22.606

#### Silikon-Drain CH 27

REF 05.000.22.607

#### Silikon-Drain CH 30

REF 05.000.22.608

#### Silikon-Drain CH 33

REF 05.000.22.609

#### Silikon-Drain CH 36

REF 05.000.22.610

VE = 25 Stück

VSE = 100 Stück

## Passiv Drainagen



### Passiv Drainage mit Softdrain und Beutel 500 ml

Hochwertiges, inertes Silikonkathetermaterial gewährleistet eine kontinuierliche Schwerkraftdrainage bei optimal abgerundeter Spitzenöffnung sowie sechs seitlich versetzten Augen, integriertes Rückschlagventil vermeidet einen Rückfluss von Sekret, großlumiger Ablassstutzen zum einfachen Entleeren und leichten Desinfizieren, sichere Beutelfixierung durch doppelt verschweißte Aufhängeösen. Länge des Softdrains: 90 cm. Einzeln steril verpackt, pyrogenfrei.

#### CH 12

REF 05.000.22.526

#### CH 15

REF 05.000.22.527

#### CH 18

REF 05.000.22.528

#### CH 21

REF 05.000.22.529

#### CH 24

REF 05.000.22.530

#### CH 27

REF 05.000.22.531

#### CH 30

REF 05.000.22.532

#### CH 33

REF 05.000.22.533

#### CH 36

REF 05.000.22.534

VE = 25 Stück

VSE = 50 Stück

## Wunddrainage



### SOFTSOG


Geschlossenes Wunddrainagesystem. Flachdrainage mit Silikonreservoir

REF 34.000.00.804  
Drainage 4 mm,  
komplett mit  
100 cc Reservoir

REF 34.000.00.807  
Drainage 7 mm,  
komplett mit  
100 cc Reservoir

REF 34.000.00.810  
Drainage 10 mm,  
komplett mit  
100 cc Reservoir

VE = 5 Stück



### Drainagen

REF 34.000.00.814  
Drainage 3 x 4 mm,  
200 mm lang,  
ohne Reservoir

REF 34.000.00.817  
Drainage 3 x 7 mm,  
200 mm lang,  
ohne Reservoir

REF 34.000.00.820  
Drainage 4 x 10 mm,  
200 mm lang,  
ohne Reservoir

VE = 1 Stück

VSE = 100 Stück




### Sammelreservoir 150 cc ohne Drainage

REF 34.000.00.821  
Sammelreservoir 150 cc  
ohne Drainage

VE = 1 Stück



## Wunddrainage



### Easy-Flo-Drain

Semitransparenter Kapillardrain mit asymmetrischen Innenwandrippen. Auch bei Abknicken des Drains kommt es durch den Kapillareffekt zum Sekretabfluss. Keine Inkrustation mehr möglich. Aus medizinisch reinem, implantationsgerechten Silikonelastomer mit Röntgenkontraststreifen. Pyrogenfrei. Sterilisiert durch Gamma-Kobalt 60. Doppelt steril verpackt.

#### 8 mm Ø Außen

REF 97.816.92.127  
Länge 30 cm, röhrenförmig  
REF 99.000.05.008  
Länge 50 cm, röhrenförmig

#### 6 mm Ø Außen

REF 97.816.92.135  
Länge 30 cm, röhrenförmig  
REF 99.000.05.006  
Länge 50 cm, röhrenförmig

#### 10 mm Ø Außen

REF 97.816.92.151  
Länge 30 cm, röhrenförmig  
REF 99.000.05.010  
Länge 50 cm, röhrenförmig

#### 12 mm Ø Außen


REF 97.816.92.143  
Länge 30 cm, röhrenförmig  
REF 99.000.05.012  
Länge 50 cm, röhrenförmig

#### 40 mm Ø Außen Flachdrainage

REF 97.816.92.224  
Länge 30 cm

VE = 10 Stück

## Laparotomie Set



### Laparotomie-Set

Drainage hergestellt aus medizinischem Silikon. Mit 4 seitlich versetzten Augen, komplett mit Sekretaufangbeutel, Rücklaufsperrung und Sicherheitsnadel. Steril. Inhalt: 2.000 ml Länge: 50 cm

#### CH 18

REF 07.097.18.200

#### CH 22

REF 07.097.22.200

#### CH 25

REF 07.097.25.200

#### CH 27

REF 07.097.27.200

#### CH 30

REF 07.097.30.200

#### CH 32

REF 07.097.32.200

#### CH 35

REF 07.097.35.200

VE = 15 Stück

VSE = 45 Stück