



**MEDIBORGH**



## Mediblanket

### Original

Item : 316660E

- Disposable warmtedeken
- Afwerking : Genaaid / gestikt
- Afmeting : 130 x 210 cm
- Materiaal :
  - 30 gsm spunbound fabrics
  - 60 gsm Needle-punched nonwoven fabric
  - 30 gsm spunbound fabrics



## Specificaties

Producteigenschappen		
Materiaal	Spunbound fabrics	
	Needle punched nonwoven fabric	
Kleur	Wit	
Verpakking	Doos 40	Per stuk verpakt
Afmetingen		
Afmeting Deken	130 x 210 cm	
Afmeting Doos	48 x 36 x 71 cm	
Gewicht doos	16 kg	