



MEDIBORGH



Mediblanket

Ultrasonic

Item : 316660U

- Disposable warmtedeken
- Afwerking : Ultrasonic Stitching
- Afmeting : 130 x 210 cm
- Materiaal :
 - 30 gsm spunbound fabrics
 - 60 gsm Needle-punched nonwoven fabric
 - 30 gsm spunbound fabrics



Specificaties

Producteigenschappen		
Materiaal	Spunbound fabrics	
	Needle punched nonwoven fabric	
Kleur	Wit	
Verpakking	Doos 40	Per stuk verpakt
Afmetingen		
Afmeting Dekens	130 x 210 cm	
Afmeting Doos		
Gewicht doos		