



# EXTRU·Flex 1000<sup>®</sup>

LATEX  
VRIJ

HET COMPLETE PROGRAMMA...



... NIEUWE PRODUCTEN

EXTRUDAN<sup>®</sup>  
Single Use Products  
Since 1984



Zuigset met handvat

Pagina 4



Nieuw handvat

Pagina 11



Laposcopische spoelslang en zuigslang • 1750 Pagina 18

**NIEUW!**



Zuurstofcatheter met kompres en  
verbindingslang • 3300 Niet-Steriel

Pagina 24

**NIEUW!**



Pagina

ZUIGSETS MET HANDVAT

4

ZUIGSETS, STANDAARD

7

HANDVATEN, NIEUW

11

HANDVATEN

13

GASINSUFFLATIE SLANGEN

17

VERBINDINGSSLANGEN

19

BUBBELSLANGEN

22

ZUURSTOFCATHETERS

24


OVERIGE PRODUCTEN

25

VERPAKKINGSEENHEDEN


26

## HANDVAT • 4 OGEN • GEBOGEN • 1102/1122 (VACUÛMCONTROLE)




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
4.6/6.5	20	320	5.8/8.3	25	2100	1102 2132 83
4.6/6.5	20	320	5.8/8.3	25	3000	1102 3032 83
4.6/6.5	20	320 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	2100	1122 2132 83
4.6/6.5	20	320 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	3000	1122 3032 83

## HANDVAT • DISTAAL OPEN • GEBOGEN • 1104/1105/1124/1125 (VACUÛMCONTROLE)




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
4.6/6.5	20	320	5.8/8.3	25	2100	1104 2132 83
4.6/6.5	20	320	5.8/8.3	25	3000	1104 3032 83
5.0/7.5	22	320	5.8/8.3	25	2100	1105 2132 83
5.0/7.5	22	320	5.8/8.3	25	3000	1105 3032 83
4.6/6.5	20	320 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	2100	1124 2132 83
4.6/6.5	20	320 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	3000	1124 3032 83
5.0/7.5	22	320 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	2100	1125 2132 83
5.0/7.5	22	320 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	3000	1125 3032 83

## HANDVAT • PLATTE TIP • 1106/1126 (VACUÛMCONTROLE)




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
4.6/6.5	20	320	5.8/8.3	25	2100	1106 2132 83
4.6/6.5	20	320	5.8/8.3	25	3000	1106 3032 83
4.6/6.5	20	320 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	2100	1126 2132 83
4.6/6.5	20	320 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	3000	1126 3032 83

**HANDVAT • SPITSE TIP • DISTAAL OPEN • 1108/1128 (VACUÛMCONTROLE)**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
3.0/4.0	12	320	5.8/8.3	25	2100	1108 2132 83
3.0/4.0	12	320	5.8/8.3	25	3000	1108 3032 83
3.0/4.0	12	320 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	2100	1128 2132 83
3.0/4.0	12	320 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	3000	1128 3032 83

**YANKAUER MIDI • GEKORFDE TIP • GEBOGEN • 1800/1820 (VACUÛMCONTROLE)**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
4.0/10.0	30	270	5.8/8.3	25	2100	1800 2100 83
4.0/10.0	30	270	5.8/8.3	25	3000	1800 3000 83
4.0/10.0	30	270 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	2100	1820 2100 83
4.0/10.0	30	270 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	3000	1820 3000 83

**YANKAUER MINI • 4 OGEN • GEBOGEN • 1801/1821 (VACUÛMCONTROLE)**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
2.6/4.0	12	270	5.8/8.3	25	2100	1801 2100 83
2.6/4.0	12	270	5.8/8.3	25	3000	1801 3000 83
2.6/4.0	12	270 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	2100	1821 2100 83
2.6/4.0	12	270 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	3000	1821 3000 83

**YANKAUER MIDI • 4 OGEN • GEBOGEN • 1802/1822 (VACUÛMCONTROLE)**



Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
4.0/6.0	18	270	5.8/8.3	25	2100	1802 2100 83
4.0/6.0	18	270	5.8/8.3	25	3000	1802 3000 83
4.0/6.0	18	270 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	2100	1822 2100 83
4.0/6.0	18	270 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	3000	1822 3000 83

**YANKAUER MIDI PLUS • 4 OGEN • GEBOGEN • 1804/1824 (VACUÛMCONTROLE)**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
5.0/7.5	22	270	5.8/8.3	25	2100	1804 2100 83
5.0/7.5	22	270	5.8/8.3	25	3000	1804 3000 83
5.0/7.5	22	270 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	2100	1824 2100 83
5.0/7.5	22	270 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	3000	1824 3000 83

## HANDVAT • 4 OGEN • GEBOGEN • 1102/1145/1140




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
4.6/6.5	20	220	5.8/8.3	25	2100	1102 2100 83
4.6/6.5	20	220	5.8/8.3	25	3000	1102 3000 83
5.0/7.5	22	220	5.8/8.3	25	2100	1145 2100 83
5.0/7.5	22	220	5.8/8.3	25	3000	1145 3000 83
8.0/10.0	30	220	7.0/10.0	30	2100	1140 2100 10
8.0/10.0	30	220	7.0/10.0	30	3000	1140 3000 10

## ORTHOPEDISCHE ZUIGSET • 4 OGEN • GEBOGEN • 1140/1149 (RECHT)




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
8.0/10.0	30	220	9.0/13.0	39	2100	1140 2100 13
8.0/10.0	30	220	9.0/13.0	39	3000	1140 3000 13
8.0/10.0	30	220 recht	9.0/13.0	39	2100	1149 2100 13
8.0/10.0	30	220 recht	9.0/13.0	39	3000	1149 3000 13

## HANDVAT • DUBBEL GEBOGEN • DISTAAL OPEN • 1103/1143 (4 OGEN)




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
4.6/6.5	20	220	5.8/8.3	25	2100	1103 2100 83
4.6/6.5	20	220	5.8/8.3	25	3000	1103 3000 83
4.6/6.5	20	220 4 ogen	5.8/8.3	25	2100	1143 2100 83
4.6/6.5	20	220 4 ogen	5.8/8.3	25	3000	1143 3000 83

## HANDVAT • GEBOGEN • DISTAAL OPEN • 1104/1105/1110//1124/1125/1120 (VACUÛMCONTROLE)




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.	
4.6/6.5	20	220	5.8/8.3	25	2100	1104 2100 83	
4.6/6.5	20	220	5.8/8.3	25	3000	1104 3000 83	
5.0/7.5	22	220	5.8/8.3	25	2100	1105 2100 83	
5.0/7.5	22	220	5.8/8.3	25	3000	1105 3000 83	
8.0/10.0	30	220	7.0/10.0	30	2100	1110 2100 10	
8.0/10.0	30	220	7.0/10.0	30	3000	1110 3000 10	
4.6/6.5	20	220	vacuümcontrole	5.8/8.3	25	2100	1124 2100 83
4.6/6.5	20	220	vacuümcontrole	5.8/8.3	25	3000	1124 3000 83
5.0/7.5	22	220	vacuümcontrole	5.8/8.3	25	2100	1125 2100 83
5.0/7.5	22	220	vacuümcontrole	5.8/8.3	25	3000	1125 3000 83
8.0/10.0	30	220	vacuümcontrole	7.0/10.0	30	2100	1120 2100 10
8.0/10.0	30	220	vacuümcontrole	7.0/10.0	30	3000	1120 3000 10

## HANDVAT • PLATTE TIP • 1106/1107



Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
5.0/6.5	20	220	5.8/8.3	25	2100	1106 2100 83
5.0/6.5	20	220	5.8/8.3	25	3000	1106 3000 83
8.0/10.0	30	220	7.0/10.0	30	2100	1107 2100 10
8.0/10.0	30	220	7.0/10.0	30	3000	1107 3000 10

## HANDVAT • DISTAAL OPEN • RECHT • 1109



Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
8.0/10.0	30	220	7.0/10.0	30	2100	1109 2100 10
8.0/10.0	30	220	7.0/10.0	30	3000	1109 3000 10




## HANDVAT • SPITSE TIP • DISTAAL OPEN • 1108/1118//1128 (VACUÛMCONTROLE)




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
3.0/4.0	12	220	5.8/8.3	25	2100	1108 2100 83
3.0/4.0	12	220	5.8/8.3	25	3000	1108 3000 83
3.0/4.0	12	220 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	2100	1128 2100 83
3.0/4.0	12	220 vacuümcontrole	5.8/8.3	25	3000	1128 3000 83
3.0/4.0	12	120	5.8/8.3	25	2100	1118 2100 83
3.0/4.0	12	120	5.8/8.3	25	3000	1118 3000 83

## HANDVAT • SPITSE TIP • 4 OGEN • 1148/1158



Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
3.0/4.0	12	220	5.8/8.3	25	2100	1148 2100 83
3.0/4.0	12	220	5.8/8.3	25	3000	1148 3000 83
3.0/4.0	12	120	5.8/8.3	25	2100	1158 2100 83
3.0/4.0	12	120	5.8/8.3	25	3000	1158 3000 83

## HANDVAT • DUBBEL GEBOGEN • 1117



Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
3.0/4.0	12	170	5.8/8.3	25	2100	1117 2100 83
3.0/4.0	12	170	5.8/8.3	25	3000	1117 3000 83

**RECTOSCOPIE • 1111**



Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
4.6/6.5	20	400	5.8/8.3	25	2100	1111 2100 83

**UITZUIGSET MET POOLBUIS • GEBOGEN • 1112**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
<b>Binnenbuis</b>						
4.6/6.5	20	185				
<b>Buitenbuis</b>						
8.0/10.0	30	300	5.8/8.3	25	2100	1112 2100 83
8.0/10.0	30	300	5.8/8.3	25	3000	1112 3000 83

**UITZUIGSET MET POOLBUIS • RECHT • 1113**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
<b>Binnenbuis</b>						
4.6/6.5	20	185				
<b>Buitenbuis</b>						
8.0/10.0	30	300	5.8/8.3	25	2100	1113 2100 83
8.0/10.0	30	300	5.8/8.3	25	3000	1113 3000 83

UITZUIGSET MET POOLBUIS • GEBOGEN • EXTRA LANG • 1114




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Slang diameter (mm)	(CH)	Slang lengte (mm)	Art.Nr.
<b>Binnenbuis</b>						
4.6/6.5	20	185				
<b>Buitenbuis</b>						
8.0/10.0	30	350	5.8/8.3	25	2100	1114 2100 83
8.0/10.0	30	350	5.8/8.3	25	3000	1114 3000 83

HANDVAT • 4 OGEN • 1202/1222 (VACUÛMCONTROLE)




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
4.6/6.5	20	320	1202 0320 65
4.6/6.5	20	320 vacuümcontrole	1222 0320 65

HANDVAT • DISTAAL OPEN • 1204/1205//1224/1225 (VACUÛMCONTROLE)




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
4.6/6.5	20	320	1204 0320 65
4.6/6.5	20	320 vacuümcontrole	1224 0320 65
5.0/7.5	22	320	1205 0320 75
5.0/7.5	22	320 vacuümcontrole	1225 0320 75

**HANDVAT • PLATTE TIP • 1206/1226 (VACUÛMCONTROLE)**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
4.6/6.5	20	320	1206 0320 65
4.6/6.5	20	320 vacuümcontrole	1226 0320 65

**HANDVAT • SPITSE TIP • DISTAAL OPEN • 1208/1228 (VACUÛMCONTROLE)**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
3.0/4.0	12	320	1208 0320 65
3.0/4.0	12	320 vacuümcontrole	1228 0320 65

**YANKAUER MIDI • GEKORFDE TIP • 4 OGEN • 1900/1920 (VACUÛMCONTROLE)**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
4.0/10.0	30	270	1900 0270 10
4.0/10.0	30	270 vacuümcontrole	1920 0270 10

**YANKAUER MINI • 4 OGEN • 1901/1921 (VACUÛMCONTROLE)**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
2.6/4.0	12	270	1901 0270 40
2.6/4.0	12	270 vacuümcontrole	1921 0270 40

**YANKAUER MIDI • 4 OGEN • 1902/1922 (VACUÛMCONTROLE)**



Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
4.0/6.0	18	270	1902 0270 60
4.0/6.0	18	270 vacuümcontrole	1922 0270 60

**YANKAUER MIDI PLUS • 4 OGEN • 1904/1924 (VACUÛMCONTROLE)**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
5.0/7.5	22	270	1904 0270 75
5.0/7.5	22	270 vacuümcontrole	1924 0270 75

**HANDVAT • 4 OGEN • 1202/1245/1240**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
4.6/6.5	20	220	1202 0220 65
5.0/7.5	22	220	1245 0220 75
8.0/10.0	30	220	1240 0220 10

**HANDVAT • DUBBEL GEBOGEN • DISTAAL OPEN/4 OGEN • 1203/1243**



Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
4.6/6.5	20	220	1203 0220 65
4.6/6.5	20 4 ogen	220	1243 0220 65


**HANDVAT • DISTAAL OPEN • 1204/1205/1210//1224/1225/1220 (VACUÛMCONTROLE)**



1224/1225/1220 met vacuümcontrole


Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
4.6/6.5	20	220	1204 0220 65
5.0/7.5	22	220	1205 0220 75
8.0/10.0	30	220	1210 0220 10
4.6/6.5	20 vacuümcontrole	220	1224 0220 65
5.0/7.5	22 vacuümcontrole	220	1225 0220 75
8.0/10.0	30 vacuümcontrole	220	1220 0220 10

**HANDVAT • PLATTE TIP • 1206/1207**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
5.0/6.5	20	220	1206 0220 65
8.0/10.0	30 extra groot	220	1207 0220 10

**HANDVAT • SPITSE TIP • DISTAAL OPEN • 1208/1238//1218 (EXTRA KORT)**



Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
3.0/4.0	12	220	1208 0220 65
2.0/3.0	9 extra smal	220	1238 0220 60
3.0/4.0	12 extra kort	140	1218 0140 65

**HANDVAT • SPITSE TIP • 4 OGEN • 1248/1258 (EXTRA KORT)**




Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
3.0/4.0	12	220	1248 0220 65
3.0/4.0	12 extra kort	140	1258 0140 65

**HANDVAT • RECTOSCOPIE • 1211**



Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
4.6/6.5	20	400	1211 0400 65

**HANDVAT • POOLBUIS • 1212/1213 (RECHT)**



Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
<b>Binnenbuis</b>			
4.6/6.5	20	185	
<b>Buitenbuis</b>			
8.0/10.0	30	300	1212 0280 10
8.0/10.0	30 recht	300	1213 0280 10

**HANDVAT • POOLBUIS • EXTRA LANG • GEBOGEN • 1214**



Diameter van de tip (mm)	(CH)	Tip lengte (mm)	Art. Nr.
<b>Binnenbuis</b>			
4.6/6.5	20	185	
<b>Buitenbuis</b>			
8.0/10.0	30	350	1214 0350 10



# EXTRU·Flex 1000® LATEX VRIJ GASINSUFFLATIE SLANGEN


gasinsufflatiefilters en sets

## STANDAARD FILTER • 1708



Standaard filter, per stuk verpakt, steriel


## GASINSUFFLATIE SLANG MET STANDAARD FILTER • 1700/1701/1702/1703



Filtercapaciteit: 10 l/min  
Maximale druk 20 psi (1,4 bar)

Verbinding: Patiënt - Insufflator		Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art.Nr.
Luer	- Luer	5.8/8.3	25	3000	1700 3000 83
Luer	- Slang connector	5.8/8.3	25	3000	1701 3000 83
Slang connector	- Luer	5.8/8.3	25	3000	1702 3000 83
Slang connector	- Slang connector	5.8/8.3	25	3000	1703 3000 83

Filter met Luer – Luer



300

1704 0300 83

Standaard filter, per stuk verpakt


1708 0000 00

## HOOG VOLUME FILTER – ISO 22 MM • 1707



Filter, per stuk verpakt, steriel

## GASINSUFFLATIE SLANG MET HOOG VOLUME FILTER – ISO 22 MM • 1705/1706



Filtercapaciteit 50 l/min.  
Maximale druk 20 psi (1,4 bar)

Verbinding: Patiënt - Insufflator		Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art.Nr.
Luer	- Slang connector	5.8/8.3	25	3000	1715 3000 83
Luer	- ISO 22 MM	5.8/8.3	25	3000	1705 3000 83
Slang connector	- slang connector	5.8/8.3	25	3000	1703 3000 83

Filter, per stuk verpakt

1707 0000 22


# EXTRU·Flex 1000® LATEX VRIJ GASINSUFFLATIE SLANGEN

gasinsufflatiefilters en sets

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Filter: 99.9999% virale en bacteriële efficiëntie tot 0,027 micron
- Flexibele slang met een lengte van 0,5 meter
- Rolklem ter controle van de flow
- Draaibare luer lock connector

## ROOKAFZUIGINGSFILTER MET SLANG EN ROLKLEM • 1742



Verbinding: Patiënt	Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art. Nr.
Luer	5.8/8.3	25	500	1742 0500 83

## LAPROSCOPISCHE SPOELSLANG EN ZUIGSLANG • 1750


**NIEUW!**



Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art-Nr.
5.8/8.3	25	2 x 3000	1750 3000 83


# EXTRU·Flex 1000® LATEX F R I J VERBINDINGSSLANGEN

## TRECHTER • VACUÛMCONTROLE • 1300




Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art. Nr. steriel	Art.Nr. niet-steriel
5.8/8.3	25	2100	1300 2100 83	1300 2100 83 US
5.8/8.3	25	2100	1300 3000 83	1300 3000 83 US

## TRECHTER • VAUUMCONTROLE • VOOR DUODENAAL SLANG • 1320




Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art. Nr. steriel	Art.Nr. niet-steriel
5.8/8.3	25	1800	1320 1800 83	1320 1800 83 US
5.8/8.3	25	3000	1320 3000 83	1320 3000 83 US

## TRECHTER • VACUÛMCONTROLE • WISSELBAAR • 1324




Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art. Nr. steriel	Art.Nr. niet-steriel
5.8/8.3	25	1800	1324 1800 83	1324 1800 83 US

## TRECHTER • TRECHTER • 1301/1302




Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art. Nr.
5.8/8.3	25	2100	1301 2100 83
5.8/8.3	25	3000	1301 3000 83
5.8/8.3	25	4000	1301 4000 83
7.0/10.0	30	2100	1302 2100 10
7.0/10.0	30	3000	1302 3000 10

## TRECHTER • TRECHTER • EXTRA GROOT • 1302




Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art. Nr.
9.0/13.0	39	2100	1302 2100 13
9.0/13.0	39	3000	1302 3000 13

## TRECHTER • CONISCHE CONNECTOR • 1303



Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art. Nr.
5.8/8.3	25	2100	1303 2100 83
5.8/8.3	25	3000	1303 3000 83

## TRECHTER • SLANG CONNECTOR • 1304



Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art. Nr.
5.8/8.3	25	2100	1304 2100 83
5.8/8.3	25	3000	1304 3000 83

# EXTRU·Flex 2000® SOFT VERBINDINGSSLANGEN

extra flexibel

## TRECHTER • TRECHTER • 2301/2302



Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art. Nr.
5.8/9.0	27	2100	2301 2100 90
5.8/9.0	27	3000	2301 3000 90
7.0/10.5	30	2100	2302 2100 10
7.0/10.5	30	3000	2302 3000 10

## TRECHTER • SLANG CONNECTOR • 2304




Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art. Nr.
5.8/9.0	27	2100	2304 2100 90
5.8/9.0	27	3000	2304 3000 90

## TRECHTER • 2305/2306



Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art. Nr.
5.8/9.0	27	2100	2305 2100 90
5.8/9.0	27	3000	2305 3000 90
7.0/10.5	30	2100	2306 2100 10
7.0/10.5	30	3000	2306 3000 10

## TRECHTER • TRECHTER • 1301/1302 • 5.0 en 6.0 meter lengte



Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art. Nr.
5.8/8.3	25	5000	1301 5000 83
5.8/8.3	25	6000	1301 6000 83
7.0/10.0	30	5000	1302 5000 10
7.0/10.0	30	6000	1302 6000 10

## SLANGEN OP ROL • 1400



Slang diameter (mm)	(CH)	Lengte (mm)	Art. Nr.
5.0/8.0	24	50	1400 0050 80
6.0/9.0	27	50	1400 0060 90
7.0/10.0	30	50	1400 0070 10
7.0/11.0	33	50	1400 0070 11
7.5/11.0	35	50	1400 0075 11
8.0/12.0	36	50	1400 0080 12
9.0/13.0	39	50	1400 0090 13
13.0/18.0	54	25	1400 0013 18

# EXTRU·Flex 1000® LATEX VRIJ VERBINDINGSSLANGEN

## BUBBELSLANG IN VERSCHILLENDE LENGTES • 1330



Slang diameter (mm)	Lengte (mm)	Art. Nr
5.0/7.5	1800	1330 1800 75
5.0/7,5	2700	1330 2700 75
7.0/10.0	1800	1330 1800 10
7.0/10.0	2700	1330 2700 10

## BUBBELSLANGEN OP ROL • 1430



Slang diameter (mm)	Lengte (meter)	Art.Nr.
5.0/7.5	30	1430 0050 75
7.0/10.0	30	1430 0070 10

## BUBBELSLANGEN OP ROL • ZUURSTOF • 1430



Slang diameter (mm)	Lengte (meter)	Art.Nr.
3.0/5.0	50	1430 0030 50

ZUURSTOFCATHETERS MET KOMPRES • 3300



Kompres diameter (mm)	Lengte (mm)	Slang diameter (CH)	Art- Nr.
17	400	10	3300 0400 10
17	400	12	3300 0400 12
17	400	14	3300 0400 14

ZUURSTOFCATHETERS MET VERSTELBAAR KOMPRES • 3302



Kompres diameter (mm)	Lengte (mm)	Slang diameter (CH)	Art- Nr.
17	400	10	3302 0400 10
17	400	12	3302 0400 12
17	400	14	3302 0400 14



ZUURSTOFCATHETERS MET KOMPRES EN VERBINDINGSSLANG • 3300 Niet-Steriel

**NIEUW!**



Kompres diameter (mm)	Lengte (mm)	Slang diameter (CH)	Art- Nr.
17	2400	10	3300 2400 10

VINGER TIP • 0815




	Art- Nr.
Steriel, per stuk verpakt	0815 0000 00
Niet-steriel, bulk verpakt	0815 0000 00 UB

NAVELSTRENG KLEM • 0816



	Art- Nr.
Navelstreng klem steriel, per stuk verpakt	0816 0000 00


SLIJMZUIGER • 0820/0825



	Art-Nr
Slijmzuiger	0820 0000 00
Slijmzuiger met filter	0825 0000 00

# EXTRU·Flex 1000® OVERIGE PRODUCTEN

## TRACHEALE ZUIGSET • 0830/0835



Trechter – Connector

Art-Nr

Trechter – Connector


0830 0000 00

Trechter – Trechter/Vingertip

0835 0000 00

# EXTRU·Flex 1000® VERPAKKINGSEENHEDEN

VERPAKKINGSEENHEDEN	BINNEN DOOS STUKS PER DOOS	BUITEN DOOS STUKS PER DOOS
Zuigsets	25	50
Handvaten	100	100
Gasinsufflatie slangen met filter	25	25
Verbindingslangen (steriel)	25	50
Verbindingslangen (niet steriel)	25	100
Verbindingslangen 5 en 6 meter lengte	25	100
Vingertips per stuk verpakt (steriel)	100	3500
Zuurstofcatheters	100	1000
Navelstreng klemmen	50	200
Slijmafzuigers	25	250
Trachea zuigsets	25	50

EXTRU-Flex 1000 zuigsets, handvaten en verbindingsslangen zijn vervaardigd van medisch PVC. Alle producten worden onder CE 0434/DNV Norway (Certificaat nr. 39851-2008-CE-NOR) geproduceerd. Steriele producten worden volgens ISO 550 met ethyleenoxide (OE) gesteriliseerd. Steriele producten worden een dubbele "peel-pack" geleverd. Niet-steriele producten worden slechts in een enkelvoudige PE-zak geleverd. Alle producten zijn volledig .

EXTRUDAN heeft door gerichte investeringen in een High-Tech productie een milieuvriendelijke productie gerealiseerd. Tevens vervaardigt men in eigen beheer een groot aantal componenten. Dit alles resulteert in een flexibel en kosten effectieve productie.



**vision** medical company

VISION MEDICAL COMPANY B.V.

Rondweg 71

5406 NK Uden

Tel: +31(0)413 820 200

Fax: +31(0)413 820 201

mail: [info@visionmc.nl](mailto:info@visionmc.nl)

[www.visionmc.nl](http://www.visionmc.nl)

**ONS NIEUWE ADRES:**  
Jagersveld 12  
Bedrijvennummer 6148  
5405 BW Uden  
Nederland

**EXTRUDAN**<sup>®</sup>

Single Use Products

Since 1984

EXTRUDAN Surgery ApS, DK-3460 Birkerød, Danmark

Tel: +48 61 8143 358

Fax: +48 61 8143 003

e-mail: [office@extrudan.com](mailto:office@extrudan.com)

[www.extrudan.com](http://www.extrudan.com)