

BEDPANSPOELERS

OPTIMAAL REINIGEN EN DESINFECTEREN VAN BEDPANNEN,
URINEFLESSEN EN TOILETEMERS

EUROMAT PRO



DOOVECAREGROEP



- Voldoet aan A0-600 norm
- UV-desinfectie van het terugkoelwater
- Volledig in RVS uitgevoerd
- Lage kosten dankzij robuuste en duurzame onderdelen
- Werkt op netaansluiting
- Nederlandstalig display
- Volledig uitleesbaar
- Visuele en akoestische feedback
- Thermisch geïsoleerde compartimentendeur
- Door speciale afdichting komt er geen damp vrij
- Ook geschikt voor toilet-emmers en waskommen
- Voorzien van onderbrekingschakelaar
- Verschillende financieringsmogelijkheden



EUROMAT PRO

MET GEPATENTEERDE UV-DESINFECTIE

GEBRUIKSVRIENDELIJK EN BETROUWBAAR



Virussen en bacteriën leveren ziekenhuizen en verpleeghuizen veel problemen op. De bedpanspoelers uit de Euromat-serie voldoen allemaal aan de A0 600 norm, zoals gesteld in de NEN-EN-ISO 15883 norm voor desinfecterende wasmachines en zorgen dus voor optimale hygiëne. Hierdoor zijn de bedpannen ook inzetbaar bij cliënten met een beschadigde huid.



Met de snelkeuzetoetsen op het eenvoudig bedienbare display worden automatische programma's gestart. De Euromat Pro wordt afgesloten met een gepatenteerde UV-desinfectie van het terugkoelwater waardoor er geen besmetting met bacteriën meer mogelijk is. De gereinigde objecten kunnen na het eindigen van de reiniging gelijk uit de bedpanspoeler worden gehaald en direct weer worden ingezet.



De Euromat bedpanspoelers zijn volledig in RVS uitgevoerd, zowel van binnen als van buiten. Gepolijste RVS oppervlaktes, een speciale spoelvleugel, overdrukventiel en sifonoverloop zorgen voor optimale hygiëne. De gepolijste aansluitpunten maken het compleet.



De Euromat bedpanspoelers zijn vervaardigd uit robuuste en duurzame materialen. Lage service-, onderdeel- en onderhoudskosten zorgen ervoor dat u na de aankoop geen hoge kosten meer te wachten staan.

EUROMAT PRO

Bedenk eens wat de Euromat Pro bedpanspoelers voor uw organisatie kunnen betekenen.

- Veilige en efficiënte ondersteuning bij de dagelijkse verzorging en hygiëne
- Gemakkelijk aan te sluiten; werkt op 230V
- Volledig uitleesbaar voor procesdocumentatie
- Intuïtieve bediening
- Bekijk onze [productvideo](#)

De verschillende modellen die u kunt kopen, huren of leasen.



Als financieel onafhankelijke partij in de zorgmarkt heeft Doove Care Groep de mogelijkheid om innovatieve leasecontracten aan te bieden voor zorghulpmiddelen. Staat u als instelling voor een behoorlijke investering, neem dan ook de mogelijkheid van lease met (of zonder) onderhoudscontract in uw afweging mee. Het grote voordeel is dat u gedurende de looptijd van uw leasecontract exact weet met welke maandlast u rekening moet houden.



Euromat Pro



Euromat Basic

Specificaties EUROMAT

	Euromat Pro	Euromat Basic
Afmetingen (HxBxD)	1300 x 500 x 500 mm	1300 x 500 x 500 mm
Elektrische aansluiting	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Pomp	600 VA	600 VA
Beschermingsklasse	Klasse I	Klasse I
Koud waterdruk	100-1000 kPa (1-10 bar)	100-1000 kPa (1-10 bar)

Bel voor een afspraak met onze productspecialist **0182 624 999**
of stuur een mail naar sales@doove.nl