



Techniek voor zorg,
zorg voor techniek.



neonatologie/pediatrie

Fototherapie inbakerdoek

Voor geborgenheid tijdens foterapie

Tijdens foterapie wordt een zo groot mogelijk lichaamsoppervlak van het kind blootgesteld aan het foterapielicht. Het gebruik van een dekentje of kleding is dan niet gewenst in verband met de effectiviteit van de therapie. Om tijdens de foterapie toch geborgenheid te bieden is er het foterapie inbakerdoek van de Amerikaanse fabrikant Bionix.

Dit disposable inbakerdoek is gemaakt van stof dat lichtdoorlatend is voor het foterapielicht. U kunt dan het kind geborgenheid bieden met het foterapie inbakerdoek gedurende de foterapie. Het inbakerdoek is voorgevormd en heeft een zacht stukje kleefband om te bevestigen.

Het foterapie inbakerdoek kan gebruikt worden in de couveuse, warmtebed en kraambed. Het inbakerdoek biedt ook ruimte om het kind te blijven monitoren. Het inbakerdoek wordt gebruikt bij kinderen onder de foterapielamp maar ook bij foterapie lightpads waar het kind op ligt. Het inbakerdoek is voorzien van een opening om een foterapie lightpad in te schuiven. Het is dus geschikt voor zowel foterapie van boven als onder.



- / Geborgenheid en comfort tijdens foterapie
- / Inbakerdoek voor foterapie van boven en onder
- / Schuif de foterapie lightpad in het inbakerdoek
- / Minstens 86% lichtdoorlatend
- / Stressreductie tijdens foterapie
- / Foterapie inbakerdoek preemie < 1500 gr: artikelnummer 88-90-260
- / Foterapie inbakerdoek newborn > 1500 gr: artikelnummer 88-90-261