



Techniek voor zorg,  
zorg voor techniek.



anesthesie en beademing

# Tappa reinforced tube

## Siliconen gewapende endotracheale tube

De vriendelijke gewapende endotracheale tube met cuff van Tappa Medical wordt gebruikt bij de anesthesiologie tijdens operaties, op de intensive care en op de spoedeisende hulp voor luchtwegmanagement en mechanische ventilatie.

De gewapende tube is stevig, maar wel flexibel door de spiraaldraad in de tube. De tube is geschikt voor ingrepen waar de tube gedeeltelijk in de weg zit vanwege de verlaagde kans op knikken. Denk hierbij aan mondziekten, kaak- en aangezichts chirurgie, schildklierchirurgie, schouderoperatie of bij aparte liggingen zoals buikligging bij een hernia-operatie van de rug. De tube kan oraal en nasaal gebruikt worden.

De gewapende endotracheale tube is gemaakt van siliconen van medische kwaliteit. Het biedt superieure bio compatibiliteit en flexibiliteit. In combinatie met een korte zachte tip, wordt beschadiging aan de tracheale wand en het luchtwegslijmvlies geminimaliseerd.

Bij de tube zit een tubebegeleider wat het inbrengen van de tube en het manipuleren van de tube eenvoudiger maakt. De tubeconnector is los afneembaar wat behulpzaam kan zijn bij het herpositioneren van de tube tijdens een ingreep.



- / Bied voordeel bij ingrepen waar de tube gedeeltelijk in de weg zit
- / Met staaldraad versterkte tube waardoor bijten en knikken wordt voorkomen
- / Zowel oraal als nasaal gebruik
- / Siliconen cuff met groot volume en lage druk zorgt voor een goede afdichting
- / Met tubebegeleider makkelijker in te brengen
- / Materiaal bestaande uit medische siliconen, niet-toxisch en niet stimulerend, goede bio compatibiliteit
- / Beschikbare maten: #3,5 – 9,5

**AdEquipment** | **medical**

T 0181 301 300 info@adquipment.nl www.adquipment.nl  
Christiaan Huygensweg 25 3225 LD Hellevoetsluis