



TechniCare
Improving Healthcare



Gipsstoel Proceed

Comfort en gebruiksgemak



Compacte gipsstoel

Veel gipsverbandmeesters lopen jarenlang tegen hetzelfde probleem aan: grote banken in vaak kleine ruimtes, die niet alle functionaliteiten bieden. Met de gipsstoel/behandelstoel Proceed is dit verleden tijd! De gipsstoel is een compacte stoel met veel verstelmogelijkheden, waarmee vrijwel alle soorten gips kunnen worden aangebracht.

De gipsstoel/behandelstoel is ontwikkeld vanuit de praktijk. Dit betekent dat de stoel is voorzien van veel praktische eigenschappen die bijdragen aan verbetering voor zowel de patiënt als de gipsverbandmeester.



Comfort en gebruiksgemak

De gipsstoel – behandelstoel kenmerkt zich door comfort en gebruiksgemak. Het comfort voor de patiënt zit niet alleen in de goed ontworpen kussens, maar ook in de comfortabele instap- en uitstapstand. Daarnaast is de stoel zo te positioneren dat elke gewenste houding eenvoudig en snel kan worden ingesteld.




Gebruiksgemak voor de gipsverbandmeester is eveneens van groot belang. De gipsverbandmeester moet zich volledig kunnen richten op de zorg, waarbij de gipsstoel ondersteunend is. Dankzij de intuïtieve bediening en uitgebreide verstelmogelijkheden wordt het aanbrengen van diverse soorten gips eenvoudig gemaakt.

Ontwikkeling

Door en voor gipsverbandmeesters. De gipsstoel Proceed is ontwikkeld in nauwe samenwerking met gipsverbandmeester Leon Brouwers, tevens directeur van Medi-Chair. De stoel is ontstaan vanuit jarenlange praktijkervaring en opgebouwd met kennis direct uit het werkveld.

Accessoires



Details

Breedte:	53 cm
Rug verstelling:	85°
Hoogte verstelling:	60-100 cm
Trendelenburg verstelling:	15°
Maximum gewicht:	150 kg
Wielen:	Ø100 mm
Materiaal:	Staal gecoat

“Efficiëntie was nog nooit zo comfortabel”

Dhr. Leon Brouwers, Eigenaar van Medi-Chair en gipsverbandmeester

Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel en productie faciliteiten. Voor meer informatie:

www.technicare.nl



MEDI-CHAIR

Roermondsestraat 54
5912 AK Venlo

T +31 (0)6 403 94 738
info@medi-chair.nl

www.medi-chair.nl



TechniCare
Improving Healthcare

Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)85 0870 421
info@technicare.nl

www.technicare.nl