

Hydro Touch steriel glijmiddel

Hydro Touch is een steriel in water oplosbaar glijmiddel voor het gebruik van urinekatheters en medische instrumenten tijdens urethrale katheterisatie, endoscopie en cystoscopie. Ook kan Hydro Touch gebruikt worden als glijmiddel voor rectale toepassingen zoals een colonoscopie/ darmonderzoek. Daarnaast wordt Hydro Touch gebruikt bij gynaecologische verrichtingen, gebruik van een rectale thermometer en vergelijkbare toepassingen.

Doel

Hydro Touch helpt bij het voorkomen van irritaties en beschadiging van het slijmvlies tijdens de (medische) verrichtingen en maakt het (onderzoek) voor patiënt en zorgverlener zo comfortabel mogelijk. Het glijmiddel is steriel (verpakt), waterachtig en wordt plaatselijk ingebracht.

Samenstelling/ bestanddelen gel






Hydroxyethylcellulose, propyleenglycol en gezuiverd water.

Medisch hulpmiddel

Hydro Touch is een geregistreerd medisch hulpmiddel klasse IIa onder de Medical Devices Directive 93/42/EEC.

6 ml

11 ml



Lees voor gebruik de Nederlandstalige gebruiksaanwijzing in de verpakking!

Artikelcode	Z-Index	Omschrijving	Verpakking
HYT-006	16163540*	Hydro Touch glijmiddel 6 ml. wegwerpspuit blisterverpakking	25 stuks
HYT-011	16138120*	Hydro Touch glijmiddel 11 ml. wegwerpspuit blisterverpakking	25 stuks

*Z-Indexnummer is per stuk



LATEX FREE

STERILE R

