

CBC MR High Cell

Alternerende Micro Low Air Loss Therapie



De CBC (Convertible Basic Controller) systemen zijn ontwikkeld ter preventie en behandeling van decubitus. De systemen zijn eenvoudig te installeren en onderhoudsvriendelijk.

De CBC Overlay, de CBC MR Low Cell en de CBC MR High Cell worden aangestuurd door éénzelfde type motorunit. MR staat voor Matras Replacement wat inhoudt dat het systeem direct op het bedframe wordt geplaatst. Door de combinatie van gebruiksgemak en uitstekende klinische resultaten zijn de CBC systemen de ideale oplossing ter preventie en behandeling van decubitus. De CBC systemen helpen de kosten te verlagen terwijl optimale klinische resultaten worden gegarandeerd. De CBC systemen zijn CE gecertificeerd.

CBC MR High Cell

Het CBC MR High Cell systeem is een matrasvervangend alternerend micro low air loss high care systeem met de mogelijkheid voor statische drukverdeling. Het CBC MR High Cell systeem is geschikt voor cliënten met een verhoogd risico op of voor de behandeling van decubitus.

Maximale belastbaarheid: 204 kg.

Voordelen

- De dampdoorlatende hoes voorkomt schimmelvorming en bacteriegroei en vermindert schuif- en frictiekrachten.
- Onderhoudsvrije luchtcellen zorgen voor een optimale drukontlasting, het opvangen van schuifkrachten en bevordering van de circulatie. Dit resulteert in uitstekende behandelingsresultaten.
- Traploos instelbaar.
- Micro Low Air Loss.
- Keuze uit alternerende therapie of statische drukverdeling.
- Lage druk alarm.
- Eenvoudige, snelle CPR ontluchting.
- Logistieke voordelen door éénzelfde motorunit voor alle drie typen CBC systemen.

Alternerende Micro Low Air Loss Therapie



Productkenmerken en specificaties

Afmetingen matras:

Lengte:	200 cm
Breedte:	90 cm
Hoogte:	20 cm
Gewicht:	7 kg

Specificaties hoes:

- Bijzonder hoog comfort.
- Hypoallergeen en huidvriendelijk.
- De waterdampdoorlatende hoes is vloeistof-, vlek- en geurbestendig, antibacterieel en schimmelwerend.
- Waterdicht, waterkolom 1,5 meter.
- Soepel en eenvoudig om aan te brengen om het matras.
- Verschillende typen hoes mogelijk.
- Eenvoudig te reinigen; te wassen op 60 graden en te drogen in een droogtrommel.

Motorunit:

- Traploos instelbaar.
- Alternerende cyclus van 10 minuten.
- Keuze voor alterneren of statische drukverdeling.
- Een geïntegreerd ophangstelsel voor bevestiging aan het bed.
- Eenvoudige, snelle CPR ontluiking bij reanimatie.

Afmetingen motor unit:

Breedte:	28,4 cm
Lengte:	14,2 cm
Hoogte:	9 cm
Gewicht:	1,9 kg

