

Comfort Duo


Een comfortabel, onderhoudsvrij en budgetvriendelijk preventief anti-decubitus matras.

Het matras is aan beide zijden voorzien van 3cm EUCATHERM® IYOS traagfoam en is opgebouwd uit 9 cm EUCAPUR® IYOS HD schuim. Dit biedt een optimale drukverdeling en minimaliseert de schuifkrachten.

Het matras is tweezijdig bruikbaar.

Voordelen

- Comfortabel, onderhouds- en budgetvriendelijk preventief anti-decubitus matras. Uitermate geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen en de thuiszorg.
- Schuif- en frictiekrachten zijn twee externe factoren die een rol spelen bij het ontstaan van decubitus. Dit preventieve anti-decubitus matras bestaat uit een unieke contour kern die de bloedsomloop bevordert.
- De Comfort Duo is licht in gewicht en praktisch. Het matras is zonder enige aanpassing te gebruiken in verstelbare bedden.
- De Comfort Duo is voorzien van een hypoallergene incontinentie hoed.
- De Comfort Duo is tweezijdig bruikbaar en ligt altijd op de juiste wijze in bed.



Productkenmerken en specificaties

Specificaties matras:

- Zeer lage aanligdruk.
- Tweezijdig bruikbaar.
- Bijzonder hoog comfort.
- Eenvoudig in gebruik.

Afmetingen matras*:

Lengte:	200 cm
Breedte:	90 cm
Hoogte:	15 cm
Gewicht:	15 kg

* elke gewenste maat is leverbaar

Specificaties incontinentiehoes:

- Bijzonder hoog comfort.
- De waterdampdoorlatende hoes is vloeistof-, vlek- en geurbestendig, antibacterieel en schimmelwerend.
- Waterdicht, waterkolom 1,5 meter.
- Brandvertragend volgens B55852 part2/CRIBS.
- Soepel (stretch) en eenvoudig om het matras aan te brengen.
- Eenvoudig te reinigen en machinewasbaar op 95°.
- CE gecertificeerd.
- Hypoallergeen en huidvriendelijk.
- Meerdere typen hoezen leverbaar.