



Glijrol

De glijrol is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel om de cliënt hogerop in bed te verplaatsen, te draaien en/of zijwaarts te bewegen. Door een juist gebruik kunt u de rolweerstand van de transfer verlagen. Hierdoor is de transfer veiliger en comfortabeler voor de cliënt. De fysieke belasting voor de zorgverlener wordt verminderd.

De glijrol is door de zorgverlener eenvoudig aan te brengen zonder de cliënt te draaien. De glijrol is leverbaar in drie verschillende maten.

Glijzeilen set XL

De glijzeilen set XL is een ideale oplossing voor het verlagen van de fysieke belasting bij de transfers binnen de grenzen van het bed bij zeer passieve cliënten. Tevens is de set te gebruiken bij zwaarlijvige cliënten en/of cliënten met veel pijnklachten. De set kan door twee zorgverleners eenvoudig worden aangebracht. Tevens is het mogelijk de tilband van een passieve lift met de juiste techniek aan te brengen. De handvatten aan de zijanten van de glijzeilen set XL bieden de juiste grip voor een veilige transfer.

Bestelgegevens

Type	Afmeting (cm)
Glijrol small	48 x 60 cm
Glijrol medium	65 x 90 cm
Glijrol large	82 x 150 cm
Glijzeilen set XL	100 x 175 cm