

Oxford Pro Advance

De Oxford Pro Advance is een kleine, opvouwbare tillift. Door zijn compacte design is de tillift ideaal voor thuissituaties en instellingen waar de ruimte soms beperkt is. De Oxford Pro Advance is eenvoudig te hanteren en heeft voldoende tilcapaciteit om aan alle eisen voor optimale zorg te voldoen.

Technische specificaties

Til capaciteit	155 kg
Totale lengte	130 cm
Totale hoogte	186 cm
Juk hoogte	169 cm
Draaicirkel	142 cm

Onderstel gespreid buitenmaat	108 cm
Onderstel gespreid binnenmaat	100 cm
Onderstel gesloten buitenmaat	67 cm
Onderstel gesloten binnenmaat	57 cm
Onderstel hoogte	11,5 cm
Max. drempelhoogte	3 cm

Voorwielen	7,5 cm
Achterwielen	10 cm
Gewicht mast en juk	14 kg
Gewicht onderstel	14,9 kg

Accu's	2 x 12 V
Accu capaciteit	3,2 Amp
Accu gewicht	3 kg



De Oxford Pro Advance is eenvoudig tot een compact pakket op te vouwen, ideaal wanneer de lift getransporteerd of opgeborgen moet worden.