

## Oxford Pro Calibre

De Oxford Pro Calibre is een ergonomisch ontworpen, elektronisch bediende patiëntenlift om zware of obese patiënten veilig en comfortabel te kunnen verplaatsen. De Calibre is stevig en robuust en heeft een maximaal tilvermogen van maar liefst 386 kg. Met Oxford Pro Calibre kunnen derhalve uiteenlopende transfers worden gerealiseerd.

### Technische specificaties

Til capaciteit	386 kg
Totale hoogte	162,6 cm
Bereik op maximale hoogte	71,1 cm
Bereik op minimale hoogte	66 cm
Onderstel gespreid buitenmaat	140 cm
Onderstel gespreid binnenmaat	124,5 cm
Onderstel gesloten buitenmaat	84,5 cm
Onderstel gesloten binnenmaat	68 cm
Totale lengte onderstel	11,4 cm
Max. drempelhoogte	1,6 cm
Voorwielen	10 cm
Achterwielen	10 cm
Gewicht middenstuk, hefboom en tiljuk	109 kg
Accu's	2 x 12 V
Accu capaciteit	3,2 Amp
Accu gewicht	3 kg



De Calibre kan worden gebruikt in combinatie met een schepbrancard of een canvas brancard.