

Oxford Pro Journey

De Oxford Pro Journey is een zeer compacte, opvouwbare actieve tillift. Door zijn compacte en lichtgewicht design is de tillift ideaal voor zorgverleners in situaties waar de ruimte soms beperkt is. Doordat de Journey opvouwbaar is, kan hij gemakkelijk meegenomen worden en neemt hij bij opslag weinig ruimte in. Met het unieke, verstelbare 'koe-hoorn' juk kunnen cliënten van verschillende lengtes en gewichten zeer comfortabel verplaatst worden.

Technische specificaties

Tilcapaciteit	155 kg
Totale lengte	100 cm
Totale hoogte	160 cm
Juk hoogte	153 cm
Draaicirkel	114,5 cm
Onderstel gespreid buitenmaat	97 cm
Onderstel gespreid binnenmaat	87,5 cm
Onderstel gesloten buitenmaat	68,5 cm
Onderstel gesloten binnenmaat	59 cm
Onderstel hoogte	11 cm
Max. drempelhoogte	3 cm
Voorwielen	7,5 cm
Achterwielen	18,2 cm
Gewicht mast en juk	19,2 kg
Gewicht onderstel	18,2 kg
Accu's	2 x 12 V
Accu capaciteit	3,2 Amp
Accu gewicht	3 kg



Met het unieke, verstelbare 'koe-hoorn' juk kunnen cliënten van uiteenlopende lengtes en gewichten zeer comfortabel verplaatst worden.