

Oxford Pro Presence

De Oxford Pro Presence is met haar superieure tilrange (van 44 tot 191 cm) ideaal voor intramurale zorg. Deze tilrange is vooral belangrijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van oplegmatrassen. De Oxford Pro Presence heeft een tilcapaciteit van maximaal 227 kg.

Technische specificaties

Til capaciteit	227 kg
Totale lengte	143 cm
Totale hoogte	206,5 cm
Juk hoogte	191 cm
Draaicirkel	162 cm

Onderstel gespreid buitenmaat	112 cm
Onderstel gespreid binnenmaat	100 cm
Onderstel gesloten buitenmaat	70 cm
Onderstel gesloten binnenmaat	58 cm
Onderstel hoogte	12 cm
Max. drempelhoogte	3,5 cm

Voorwielen	10 cm
Achterwielen	10 cm
Gewicht mast en juk	17 kg
Gewicht onderstel	20 kg

Accu's	2 x 12 V
Accu capaciteit	3,2 Amp
Accu gewicht	3 kg



Naast het conventionele 2-punts juk met 6-punts ophanging kan ook het 4-punts (electrisch) kanteljuk gebruikt worden. Dit biedt de verzorger meer keuze voor comfort en juiste ondersteuning van de cliënt.