

Het Joerns Healthcare valmatras wordt gebruikt om de val te breken bij cliënten die mogelijk uit bed rollen. Het valmatras is bedoeld om de schade van deze val te beperken.

Het Joerns Healthcare valmatras is voorzien van een vochtbestendige hoos die goed afneembaar is. Zonodig kan deze in de wasmachine worden gewassen op 60 graden.

De onderzijde is voorzien van een antislip laag (zwart). Deze zijde altijd op de vloer leggen, hierdoor wordt het valmatras goed beloopbaar.

Onderhoud

Minimaal 1x per week huishoudelijk schoonmaken. Indien er een reinigingsmiddel gebruikt wordt altijd nadoen met water en droogmaken met een schone doek.

Niet belopen met scherp schoeisel zoals hakken. Bij schade van de hoos dient deze vervangen te worden.

Advies

Joerns adviseert het valmatras te gebruiken in combinatie met een extra laag bed, zoals het UltraCare bed met een laagste stand van 17,8cm.

Optioneel

Lussen aan het valmatras om deze op te hangen
Opdruk logo en tekst van de instelling/gebruikende afdeling

Artikelnummer

FOR-MAT-VAL

Omschrijving

Valmatras, 70 x 180 x 2,5 cm (b x l x h)

