

Lubragel steriel glijmiddel met lidocaïne

Lubragel is een steriel in water oplosbaar glijmiddel voor het gebruik van urinekatheters en medische instrumenten tijdens urethrale katheterisatie, endoscopie en cystoscopie. Ook kan Lubragel gebruikt worden als glijmiddel voor rectale toepassingen zoals een colonoscopie/ darmonderzoek. De Lidocaïne in de gel zorgt voor het pijnloos inbrengen van medische instrumenten en geeft plaatselijk een verdovend effect.

6 ml

11 ml

Doel

Lubragel helpt bij het voorkomen van irritaties en beschadiging van het slijmvlies tijdens de medische verrichtingen en maakt het onderzoek voor patiënt en zorgverlener zo comfortabel mogelijk. Het glijmiddel is steriel (verpakt), waterachtig en ontsmettend en wordt plaatselijk ingebracht. De antiseptische werking van het product reduceert infectiegevaar.

Samenstelling/ bestanddelen gel per 100 ml.






Lidocaïne hydrochloride 2gr., chloorhexidinegluconaat 0,250 gr. (20% geconcentreerd), methylhydroxybenzoaat 0,060 gr., propylhydroxybenzoaat 0,025 gr, hydroxyethylcellulose, propyleenglycol en gezuiverd water.

Werking Lidocaïne

Verdoving treedt op na 5-10 in werking.

Medisch hulpmiddel

Lubragel is een geregistreerd medisch hulpmiddel klasse III onder de Medical Devices Directive 93/42/EEC.



Lees voor gebruik de Nederlandstalige gebruiksaanwijzing in de verpakking!

Artikelcode	Z-Index	Omschrijving	Verpakking
LG-L 006	16581792*	LUBRAGEL glijmiddel met lidocaïne gel 6 ml. spuit	25 stuks
LG-L 011	16581806*	LUBRAGEL glijmiddel met lidocaïne gel 11 ml. spuit	25 stuks

*Z-Indexnummer is per stuk



LATEX FREE

STERILE R

