



TechniCare
Mobilyzer™



Mobilyzer™

**Optimale stabiliteit en
veiligheid voor de patiënt.**

De Mobilyzer

De Mobilyzer draagt bij aan de revalidatie van, en biedt ondersteuning aan de patiënt tijdens het opstaan, lopen en zitten met de Mobilyzer. De patiënt ondervindt steun tijdens het lopen. De Mobilyzer biedt stabiliteit en veiligheid.



De Mobilyzer is dé vervanging voor de infuuspaal en infuusstandaard. De Mobilyzer biedt dankzij haar unieke eigenschappen het beste van twee werelden. Door de Mobilyzer te combineren met de diverse accessoires kunt u voldoen aan de wensen van de verschillende patiënten op diverse afdelingen.

“We zien duidelijk een nieuwe categorie patiënten gebruik maken van de publieke ruimtes, waar ze voorheen bedlegerig waren. Patiënten voelen zich geborgen en nemen sneller initiatief met de Mobilyzer.”

Arjan van de Voorde,
Oprichter TechniCare



Revalidatie en mobilisatie

Vanuit een uitgebreide probleemanalyse is gebleken dat de standaard infuuspalen niet passen en voldoen aan de huidige standaard van zorg. Een hulpmiddel dient bij te dragen aan de verbetering van de zorg.

De Mobilyzer biedt de voordelen van een infuuspaal en een loophulp. Dankzij de vorm van de voet en het stuur ervaart de patiënt optimale stabiliteit en ondersteuning, wat zorgt voor een snellere revalidatie.

TechniCare biedt diverse modellen Mobilyzers aan. Patiënten op diverse afdelingen behoeven andere type zorg en daarmee ook andere typen Mobilyzers. Met dit assortiment bieden wij voor elk type patiënt de juiste Mobilyzer aan. De Mobilyzer is hiermee geschikt voor patiënten van urologie tot dagverpleging en van revalidatie tot hematologie.

Dankzij de voet met vijf wielen kan de patiënt eenvoudig lift- en vloerovergangen zonder problemen passeren.



Mobilyzer Standard

De Mobilyzer Standard is een kleine elegante Mobilyzer. Deze biedt de unieke kenmerken van de Mobilyzer; vijf wielen, een stabiele voet en een in hoogte verstelbare infuusbuis en is daarbij een kleiner model. De Mobilyzer Standard is geschikt als vervanging van uw huidige infuuspalen. De Mobilyzer Standard is kenmerkend vanwege de kleinere voet en de focus op infectiepreventie.

Door de vorm van de Mobilyzer is deze geschikt te gebruiken als infuuspaal en als loophulp, met de mogelijkheid om hier diverse (infuus)zakken en max. 3 pompen aan te bevestigen.



Afmetingen

Breedte:	50 cm
Lengte:	50 cm
Hoogte:	175 - 200 cm

Uitvoering

RVS Frame (elektrolytisch gepolijst)	
Belastingen:	
• Stuur	35 kg
• Infuusbuis	50 kg
• Infuushaak	per haak 10 kg
• Onderstel	100 kg

Unieke eigenschappen

- ✓ Nestbaarheid
- ✓ Voorzien van vijf wielen: oneffenheden in vloer- of liftovergang zijn veilig te passeren.
- ✓ Makkelijk te reinigen
- ✓ Vast stuur
- ✓ Breed inzetbaar

Mobilyzer Premium

Het model Mobilyzer Premium voorziet in de behoefte van de reguliere patiënt. Om deze reden is de Mobilyzer Premium samen met de Mobilyzer Standard het model om aan te schaffen als vervanging van uw huidige infuuspalen.

De Mobilyzer Premium is op veel afdelingen terug te vinden, zoals op Cardiologie, Orthopedie en Chirurgie. Het voordeel van de Mobilyzer Premium is dat de investering veelal voordeliger is dan de standaard stervoet infuuspaal. Daarbij is de infuusbuis afneembaar van de Mobilyzer, zodat u deze direct aan het bed kunt bevestigen. Dit bespaart de zorgprofessional veel tijd.



Afmetingen

Breedte:	58 cm
Lengte:	57 cm
Hoogte excl. infuusbuis:	112 cm
Hoogte infuusbuis:	65 - 85 cm

Uitvoering

RVS Frame (elektrolytisch gepolijst)	
Belastingen:	
• Stuur	50 kg
• Infuusbuis	70 kg
• Infuushaak	per haak 15 kg
• Onderstel	120 kg

Unieke eigenschappen

- ✓ Nestbaarheid
- ✓ Afneembare (in hoogte verstelbare) infuusbuis, keuze in aantal haken
- ✓ Mogelijkheid diverse accessoires op te bevestigen
- ✓ Voorzien van vijf wielen: oneffenheden in vloer- of liftovergang zijn veilig te passeren.
- ✓ Verstelbaar stuur
- ✓ Ovalen buis (stevigheid, niet roteerbaar stuur)
- ✓ Ziekenhuis breed inzetbaar

Mobilyzer Excellent

Het model Mobilyzer Excellent voorziet in de behoefte van de revaliderende patiënt. De Mobilyzer Excellent is veelal te vinden op de afdelingen Revalidatie, Fysiotherapie, Oncologie, Neurologie, Reumatologie, Nefrologie en Longziekten. Op deze afdelingen dragen veel patiënten veelal diverse infusen en infuuspompen bij zich, waardoor de wens voor maximale stabiliteit ontstaat.

De Mobilyzer vergroot de zelfredzaamheid van de patiënt. De Mobilyzer biedt de patiënt ondersteuning tijdens het staan en lopen waardoor de patiënt sneller revalideert.



Afmetingen

Breedte:	65 cm
Lengte:	67 cm
Hoogte excl. infuusbuis:	112 cm
Hoogte infuusbuis:	65 - 85 cm

Uitvoering

RVS Frame (elektrolytisch gepolijst)	
Belastingen:	
• Stuur	120 kg
• Infuusbuis	70 kg
• Infuushaak	per haak 15 kg
• Onderstel	150 kg

Unieke eigenschappen

- ✓ Nestbaarheid
- ✓ Ultieme stabiliteit (grote voet)
- ✓ Bevordert zelfredzaamheid
- ✓ Revalidatiehulpmiddel
- ✓ Afneembare (in hoogte verstelbare) infuusbuis, keuze in aantal haken
- ✓ Mogelijkheid alle accessoires op te bevestigen
- ✓ Voorzien van vijf wielen: oneffenheden in vloer- of liftovergang zijn veilig te passeren
- ✓ Groot verstelbaar stuur met eenvoudig klikpansysteem
- ✓ Ovalen buis (stevigheid, niet roteerbaar stuur)
- ✓ Inzetbaar op 'zware' afdelingen

Mobilyzer Electric

De Mobilyzer Electric is bij uitstek geschikt voor de afdelingen urologie en dialyse. Op deze afdelingen moet het verplegend personeel per dienst tientallen (zware) infuuszakken van 3, maar soms ook van 5 kilo verwisselen. Doordat het verplegend personeel continu boven de macht werkt resulteert dit in schouder en rug klachten.

De Mobilyzer Electric biedt een unieke elektrisch in hoogte verstelbare infuusbuis. Middels een zeer eenvoudige bediening kunt u de infuusbuis 50 cm in hoogte verstellen; tussen 165 cm -215 cm. Zo hoeft het verplegend personeel niet meer boven zijn of haar macht te werken, maar kan de infuusbuis met zware infuuszakken eenvoudig elektrisch in hoogte versteld worden.



Afmetingen

Breedte:	58 cm
Lengte:	57 cm
Hoogte excl. infuusbuis:	112 cm
Hoogte infuusbuis:	65 - 85 cm

Uitvoering

RVS Frame (elektrolytisch gepolijst)	
Belastingen	
• Stuur	50 kg
• Infuusbuis	70 kg
• Infuushaak	per haak 15 kg
• Onderstel	120 kg

Motor

40mm per seconde
Max. capaciteit 15 lg

Unieke eigenschappen

- ✓ Elektrisch verstelbare infuusbuis
- ✓ Keuze in aantal haken
- ✓ Voorzien van vijf wielen: oneffenheden in vloer- of liftovergang zijn veilig te passeren.
- ✓ Verstelbaar stuur
- ✓ Ovalen buis

De infuusbuis is in hoogte verstelbaar met een snelheid van 40mm per seconde. De maximum capaciteit van de infuusbuis is 15kg.

De Mobilyzer Electric is een robuuste Mobilyzer, uitgerust op het frame van de Mobilyzer Premium. De Mobilyzer is daardoor eventueel nog uit te rusten met een pomp- en cilinderhouder.

De Mobilyzer kenmerkt zich door zijn unieke frame en voet. Dankzij de voet met vijf wielen ondervindt de patiënt maximale stabiliteit. Dit leidt ertoe dat lift- en vloerovergangen eenvoudig gepasseerd kunnen worden, zonder enige hinder voor de patiënt. Het stuur is eenvoudig in hoogte verstelbaar, zodat zelfs kinderen gebruik kunnen maken van de Mobilyzer. Loopcomfort en veiligheid zijn garanties voor uw patiënt!
















“Met de Mobilyzer Electric voorkomen wij schouder- en rugklachten”

Ziekenhuis te Assen



Accessoires

Door de Mobilyzer te combineren met de diverse accessoires, kunt u voldoen aan de wensen van uw verschillende patiënten.

	Infuusbuis met haken circulair 3 haken TEZ01-01-101 4 haken TEZ01-01-102 5 haken TEZ01-01-103		Pomphouder Ø 30 mm TEZ01-01-105
	Infuusbuis in hoogte verstelbaar met haken circulair 3 haken TEZ01-01-116 4 haken TEZ01-01-118 5 haken TEZ01-01-117		Beugel voor pomphouder Ø 30 mm TEZ01-01-108
	Infuusbuis met haken voorzijde 5 haken TEZ01-01-109		DIN-Rail voor pomphouder TEZ01-01-119
	Schuifhaak duo Ø 30 mm TEZ01-01-106		Katheterzakhouder 2 haken TEZ01-01-303
	Cilinderhouder Ø 105 mm TEZ01-01-201 Ø 122 mm TEZ01-01-202		Koppelhaak t.b.v. bed TEZ01-01-315
	Cilinderhouder met kooi Ø 105 mm TEZ01-01-203 Ø 122 mm Z01-01-206		Contactdoos Diverse mogelijkheden
	Cilinderhouder voor pomphouder Ø 105 mm TEZ01-01-204 Ø 122 mm TEZ01-01-205		Wielenset 5 wielen, 2 geremd TEZ01-01-306
	Cilinderhouder met kooi voor pomphouder Ø 105 mm TEZ01-01-207 Ø 122 mm TEZ01-01-208		



CE Markering

Het complete Mobilyzer concept bezit een CE-markering, conform klasse I richtlijn keuring medische hulpmiddelen.



Historie

Het Mobilyzer concept is ontwikkeld in samenwerking met diverse ziekenhuizen. Het eerste idee is ontstaan toen TechniCare getuige was van een valincident met een infuuspaal. Hier opvolgend is TechniCare een risico analyse gestart en heeft TechniCare veel onderzoek gedaan naar MIP meldingen en de hoeveelheid valincidenten die jaarlijks plaatsvinden. De uitkomst van het onderzoek deed blijken dat veel valincidenten ontstonden door instabiele hulpmiddelen.

Winnaar
INNOVATIE AWARD

Winnaar
PUBLIEKS AWARD

Winnaar
INNOVATIE TOP 100

Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel en productie faciliteiten. Voor meer informatie:

www.technicare.nl



Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)180 499 276
info@technicare.nl

www.technicare.nl