

# ACTIEVE TILLIFTEN

---

ALUMINIUM TILLIFT VOOR ACTIVERING EN TRANSFERS

# NORA



DOOVECAREGROEP



- Lichtgewicht, aluminium constructie
- Ook geschikt voor cliënten tot 160 cm
- In hoogte verstelbare beensteunen
- Lage onderhoudskosten
- Elektrisch hoog/laag en elektrisch verstelbaar onderstel
- Groot tilbereik met nooddaalfunctie
- Ergonomische handgrepen
- Waterbestendige liftconstructie
- Afstandsbediening met statusweergave van de batterij
- Ophangpunt afstandsbediening
- Dichte zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Universele accu
- Verschillende financieringsmogelijkheden



# ACTIEVE TILLIFTEN

---

OOK GESCHIKT VOOR CLIËNTEN TOT 160 CM

## BREED INZETBAAR EN GEMAKKELIJK IN GEBRUIK



De NORA is speciaal gemaakt voor cliënten die nog de mogelijkheid hebben om korte tijd met hulp te kunnen staan. De constructie van de NORA is gemaakt van aluminium. Hierdoor is de lift zeer licht, makkelijk te verrijden en kan hij ook in natte ruimtes gebruikt worden.



De NORA heeft extra ophangpunten voor de tilband voor cliënten tot 160 cm. Zij kunnen hierdoor goed rechtop komen te staan zonder dat er druk op de rug en oksels wordt uitgeoefend.



Dankzij de flexibele en in hoogte verstelbare beensteunen met veiligheidsgordel kan iedere cliënt, ongeachte lengte, veilig en comfortabel tot staan gebracht worden.



Door gebruik te maken van standaard en uitwisselbare onderdelen zijn de onderhoudskosten van de NORA aanzienlijk lager dan van vergelijkbare tilliften.

# ACTIEVE TILLIFTEN

Bedenk eens wat de de NORA voor uw organisatie kan betekenen.

- Activeren van cliënten ongeacht lengte
- Minimaliseert fysieke belasting van verplegend personeel
- Lage onderhoudskosten
- Bekijk onze [productvideo](#)

De verschillende modellen die u kunt kopen, huren of leasen:



Nora - Actieve lift



Carlo - Passieve lift



Carlo XL - passieve tillift voor obese cliënten

## Specificaties NORA

Totale lengte	1027 mm
Totale hoogte	1168 mm
Breedte (gesloten onderstel)	700 mm

Hefbereik	898 - 1726 mm
Gewicht	50.7 kg
Maximale gewichtsbelasting	200 kg

Bel voor een afspraak met onze productspecialist **0182 624 999**  
of stuur een mail naar [sales@doove.nl](mailto:sales@doove.nl)