

Bioderm® externe katheter

De Bioderm® ECD is een externe katheter voor mannen en geldt als alternatief voor de condoomkatheter.

Veelzijdig alternatief

Dit product is een schoon en droog alternatief voor de condoom- en verblijfskatheter en absorberende incontinentiematerialen. De Bioderm® ECD kan ook worden gecombineerd met het gebruik van intermitterende katheters.



Geschikt voor verschillende indicaties

De Bioderm® ECD biedt voor verschillende indicaties een oplossing. Een ingetrokken en korte penis, neurogene blaas en overgevoeligheid voor latex en/of andere kleeflagen zijn indicaties waar de Bioderm® ECD oplossing aan kan bieden. De Bioderm® ECD biedt ook uitkomst bij huidbeschadigingen en urineweginfecties veroorzaakt door katheters.

Huidvriendelijk

Dankzij een hydrocolloïde kleeflaag worden huidirritaties voorkomen en kan de Bioderm® ECD meerdere dagen achtereen worden gedragen.

Stevig afvoerkanaal


Het stevig en knikvrij afvoerkanaal zorgt voor een onbelemmerde urinestroom/afvoer van urine.

Assortiment Bioderm® externe katheters

Artikelcode	Z-index	Artikelomschrijving	Aantal in verpakking
21026	15285901	BioDerm® externe katheter	1 (stuk)

Bioderm® fixatieplak

Fixatieplak ter bevestiging van katheters, sondes, tubes en andere hulpmiddelen.




Huidvriendelijk

Te gebruiken voor meerdere doeleinden. Voorzien van flexibele verstelbare clip(s) en huidvriendelijke hydrocolloïde kleeflaag. De huidplak kan meerdere dagen worden gedragen.

Comfortabel

Dankzij de huidvriendelijke kleeflaag voelt men de fixatieplak nauwelijks zitten. Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.



Assortiment fixatieplak

Artikelcode	Z-index	Artikelomschrijving	Aantal in verpakking
51400	14562219	BioDerm® fixatieplak	1 (stuk)
51023	17183901	BioDerm® fixatieplak klein	1 (stuk)