

Comfort urinalen & urinaalaccessoires

De Comfort urinalen zijn ontwikkeld om urine op te vangen. Ideaal voor de bedlegerige eindgebruiker.

Afsluitbare dop

Het urinaal is af te sluiten met een vaste dop wat het hygiënisch en veilig maakt (geen gemors van urine). Tevens maakt de dop vervoer eenvoudig en voorkomt het nare geurtjes.

Verschillende varianten

De Comfort urinalen zijn te verkrijgen in verschillende varianten voor mannen en vrouwen, hittebestendig tot 90 graden of steriliseerbaar tot 130 graden.

Accessoires

Ter bevestiging van het urinaal aan het bed is er een draadrek beschikbaar om het urinaal in te zetten. Dit artikel is ook te bestellen met ketting en dop zodat het urinaal vast blijft zitten aan het draadrek. Ideaal voor de schoonmaak van het urinaal is de urinaalborstel.



Comfort wasbare onderleggers

De Comfort wasbare onderleggers dragen bij aan een droge en comfortabele nachtrust. Ze beschermen het beddengoed, het matras, de stoel tegen urine, en de gebruiker tegen nattigheid

Te gebruiken bij

De Comfort wasbare onderleggers zijn te gebruiken bij lichte tot zware incontinentie. Daarnaast zijn ze te gebruiken bij zware menstruatie of andere vormen van ongewenst verlies van lichaamsvloeistoffen. De onderlegger zijn geschikt voor op vakantie, voor tijdens en/of na de bevalling, op de commode of in kinderbedjes.

Absorberend vermogen

Comfort onderleggers hebben een uitstekend absorberend en vochtverspreidend vermogen. Hierdoor voelen ze lange tijd droog aan en zijn ze comfortabel om op te liggen. Ze zijn sterk en duurzaam. Zo stevig zelfs dat ze gebruikt kunnen worden bij het verplaatsen van de gebruiker. Verder zijn de onderleggers bestand tegen intensieve wasbehandeling, thuis en in de wasserij. Ze kunnen wel 300 keer gewassen worden op 90°C. Voor het eerste gebruik altijd eerst wassen.

Verschillende varianten

- De Comfort tweelaagse (zachte huidvriendelijke bovenlaag & beschermende onderlaag) wasbare onderlegger met 700 ml absorptievermogen
- Comfort Plus vierlaagse (zachte huidvriendelijke bovenlaag, een absorptielaag, een verdelende binnenlaag en een beschermende onderlaag) wasbare onderlegger met 1800 ml absorptievermogen en instopstroken.



Comfort urinecontainer

Met de Comfort lekvrije urinecontainer vang je urine eenvoudig op. Te gebruiken bij het inleveren van urine voor urineonderzoek.

Inhoud

De Comfort urinecontainers zijn afvulbaar tot 120 ml met een lekvrije schroefdop. De urinecontainers zijn verpakt in een bulkdoos van 500 stuks.



Comfort urinalen & urinaal accessoires

Artikelcode	Z-Index	Omschrijving	Verpakking
20732*	15007707	Comfort Urinaal voor mannen 3-hoekig + dop helder strb	25 (stuks)
20741*	14575302	Comfort Urinaal voor mannen 3-hoekig + dop mat strb	25 (stuks)
20750*	14575299	Comfort Urinaal voor vrouwen rond + dop mat hittebestendig	25 (stuks)
100485	17169305	Comfort Draadrek voor urinaal hoekig	1 (stuk)
100484	17116023	Comfort Draadrek voor urinaal hoekig met ketting en dop	1 (stuk)
100490	17174635	Comfort Urinaalborstel lengte 37 cm.	1 (stuk)

* de minimale afname voor de urinalen bedraagt één verpakking à 25 stuks. De urinalen zijn wel per stuk verpakt en voorzien van een EAN, zodat deze per stuk kunnen worden verkocht.

Comfort wasbare onderleggers

Artikelcode	Z-Index	Omschrijving	Verpakking
2673	14764199	Comfort 2-laagse wasbare onderlegger 70x95 cm	1 (stuk)
2676	14764210	Comfort 4-laagse wasbare onderlegger 80x90 cm	1 (stuk)

Comfort urinecontainers

Artikelcode	Z-Index	Omschrijving	Verpakking
2503105	16602153	Comfort Urinecontainer met schroefdop 120 ml.	500 (stuks)

Comfort Promed mannen urinaal

Artikelcode	Z-Index	Omschrijving	Verpakking
25112	17116023	Promed urinaal man 1000ml mat met dop individueel verpakt	60 (stuks)