

Dale® buikbandages

De Dale® buikbandage is speciaal ontwikkeld voor direct gebruik na een operatie maar ook voor effectieve stoma- en breukondersteuning tijdens lichamelijke inspanningen zoals wandelen, tuinieren, sporten enz.

De verschillende weefselvlakken van de bandage geven in combinatie met de eenvoudig verstelbare klittenbandsluiting een juiste druk rond de buik. Hierdoor is optimale doorademing en ophoesten mogelijk waardoor longontsteking en atelectase wordt voorkomen.

De Dale® buikbandage wordt o.a. gebruikt na:

- Stoma chirurgie
- Gastro-Intestinale chirurgie
- Gynaecologische chirurgie
- Plastische chirurgie

Klinisch is bewezen dat de Dale® bandage de terugkeer van de longfunctie na een open buikoperatie versnelt en de bewegingsvrijheid van de drager vergroot.

Dale® bandages zijn leverbaar in diverse maten. Het speciale stretchmateriaal biedt optimale compressie en een uitstekende pasvorm. De Dale® bandage bevat geen latex, rolt niet op en is wasbaar. Daarbij is het mogelijk om in het weefsel van de bandage een opening te knippen zonder dat er een 'ladder' ontstaat.



Leverbare modellen

Artikelcode	Z-index	Artikelomschrijving	Hoogte
410	14567202	Dale buikbandage - 3 vlaks - 76-114 cm	23 cm
411	14567210	Dale buikbandage - 3 vlaks - 116-157 cm	23 cm
418	14892162	Dale buikbandage - 3 vlaks - 152-191 cm	23 cm
525	16630130	Dale buikbandage - 2 vlaks - 72-127 cm	15 cm
810	14567229	Dale buikbandage - 4 vlaks - 76-114 cm	31 cm
811	14631741	Dale buikbandage - 4 vlaks - 116-157 cm	31 cm
818	14784610	Dale buikbandage - 4 vlaks - 152-190 cm	31 cm
820	14784637	Dale buikbandage - 4 vlaks - 208-239 cm	31 cm
920	14817764	Dale buikbandage - 5 vlaks - 208-239 cm	39 cm

De belangrijkste (klinische) voordelen op een rij:

Eigenschap	Productvoordeel	Klinisch voordeel
Vergroot cliëntcomfort	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekend alternatief ter ondersteuning van de buik na ingrijpende buikoperaties • Klittenband sluiting voor optimaal verstelgemak • Dankzij de veilige bandages is de cliënt sneller mobiel 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergroot de mobiliteit, verkleint post-operatieve complicaties • Vergroot de bereidheid bij post-operatieve instructies om diep adem te halen en te wandelen • Bevordert het herstel na operaties; door het bieden van vertrouwen en gevoel van veiligheid aan de cliënt
Speciaal stretch-materiaal	<ul style="list-style-type: none"> • Klittenband sluiting biedt optimale pasvorm en compressie waar gewenst • Klittenband sluiting biedt snelle wisselmogelijkheden • Biedt snel en eenvoudig toegang tot wonden zonder het verwijderen en opnieuw aanbrengen van wondverband • Knipbaar stretchmateriaal rafelt niet 	<ul style="list-style-type: none"> • Elastisch materiaal biedt totale compressie in de gehele omtrek. • Biedt behandelaars controle om buikdruk te reguleren. • Ondersteunt verbanden • Knipbaar voor sondes/katheters • Snelle en eenvoudige wondobservatie • Voorkomt gebruik en huidtrauma's van tape/kleeflagen
Panelen	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkomt verschuiving en vouwen van de bandage 	<ul style="list-style-type: none"> • Biedt volledige bewegingsvrijheid • Biedt stevige ondersteuning
Innovatief stiksel	<ul style="list-style-type: none"> • Geschakelde stiknaad voorkomt huidirritatie • Knelt niet 	<ul style="list-style-type: none"> • Verkleint het risico van schuring over de wond / chirurgische ingreep
Comfortabele pasvorm	<ul style="list-style-type: none"> • Leverbaar in diverse maten • De #411 en #811 bandages kunnen worden ingezet als one-size-fits-all 	<ul style="list-style-type: none"> • Verzekert juiste compressie en pasvorm
Latexvrij	<ul style="list-style-type: none"> • De eerste latexvrije bandage op de markt • Voorkomt latex reactie van cliënt en behandelaar • Biedt comfort, geen jeuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkomt latex overgevoeligheid