

Dale® buigzame arm-/handhouder

De buigzame Dale® armhouder/handhouder biedt optimale stabilisatie van de pols. Beweging van pols en onderarm wordt hiermee voorkomen. De houder is buigzaam en vormbaar zodat het probleemloos is aan te passen aan elke gewenste situatie en positie.

Dale® arm-/handhouders worden gebruikt voor het probleemloos aanprikken, plaatsen en veilig bevestigen van arteriële lijnen, monitor lijnen en perifere lijnen bij de patiënt. Een lichte kromming van de houder biedt de patiënt een comfortabele en natuurlijke hand-/polspositie.

De zachte buigzame houder is dankzij een klittenbandsluiting eenvoudig aan te brengen aan de arm. Daarnaast biedt het hersluitbare klittenband de behandelend arts of verpleegkundige eenvoudig toegang tot de lijnen.



Belangrijkste productvoordelen:

- Buigzame kern
- Biedt comfortabele hand-/polspositie
- Fixeert de pols
- Comfortabel en huidvriendelijk
- Probleemloze observatie



Leverbare modellen:

Artikelcode.	Z-index	Artikelomschrijving	Aantal in verpakking
650	14298325	Dale® buigzame arm-/handhouder - large	1 stuk
651	14298317	Dale® buigzame arm-/handhouder - medium	1 stuk
652	14680394	Dale® buigzame arm-/handhouder - small	1 stuk
653	16597540	Dale buigzame arm-/ handhouder - extra-small	1 stuk

De belangrijkste (klinische) voordelen op een rij:

Eigenschap	Productvoordeel	Klinisch voordeel
Alles-in-1 systeem	<ul style="list-style-type: none"> • Additionele materialen zoals tape, scharen, traditionele houders etc. hoeven niet te worden gezocht • Vervangt geïmproviseerde fixatiemethodes 	<ul style="list-style-type: none"> • Geen additionele materialen benodigd • Direct klaar voor gebruik • Zorgtijdbesparend
Buigzame kern	<ul style="list-style-type: none"> • Individueel aanpasbaar naar de gewenste positie en vorm • Probleemloos veelvuldig te hervormen en krommen • Sluiting geschikt voor praktisch elke armdikte • Klittenbandsluiting voor aanpasbaarheid en herpositionering 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer bruikbaar bij perifere en arteriële stabilisatie • Houdt de pols voor langere periode in gewenste positie • Eenvoudige en snelle toegang tot de polslagader • Vereenvoudigt monitoring van bloeddruk en arteriële bloed gassen
Zachte banden met klittenbandsluiting	<ul style="list-style-type: none"> • Snelle tapevrije applicatie • Vereenvoudigt aanpassing en herpositionering 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimaliseert ongewenste bewegingen om losraken van lijn of canule te voorkomen • Fixeert de pols • Voorkomt huidbeschadiging door tape • Knelt niet bij zwelling • Eenvoudige en snelle toegang • Vermindert benodigde tijd om de pols te fixeren
Patiëntcomfort verhogend	<ul style="list-style-type: none"> • Zacht materiaal • Bespaart tijd bij applicatie en aanpassing 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbetert bewegingsvrijheid met vertrouwen en zonder angst • Snelle positionering en stabilisatie • Aanpasbaar aan patiënt
Latexvrij	<ul style="list-style-type: none"> • Elimineert latex gerelateerde reacties bij patiënt en zorgverlener 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkomt latex overgevoeligheid