


Dale® tracheostomie canulehouders

De unieke tracheostomie canulehouders van Dale® zijn ontworpen voor veilige fixatie en ter voorkoming van tractie op de tracheacanule.

Onnodige beweging van de tracheale tube kan leiden tot losraken of het veroorzaken van ernstig trauma.

Tracheostomie canulehouders van Dale® bieden een veilige fixatie en stabilisatie van tracheacanules.

Daarnaast worden complicaties tot een minimum beperkt.



De belangrijkste voordelen op een rij:

- Veilige sluiting beperkt de beweging van de canule en reduceert de kans op ongewenst losraken
- Stretch materiaal biedt optimale pasvorm en veilige ruimte voor hoestreflex en zwelling zonder afbreuk te doen aan de veiligheid
- Unieke vochtafstotende nekbandvoering reduceert de kans op huidirritatie
- Snel en eenvoudig te bevestigen
- Latexvrij



Leverbare modellen:

Artikelcode.	Z-index	Artikelomschrijving	Aantal in verpakking
240	14035812	Dale® tracheostomie canulehouder - volwassenen	1 stuk
242	14567253	Dale® tracheostomie canulehouder - kinderen	1 stuk

De belangrijkste (klinische) voordelen op een rij:

Eigenschap	Productvoordeel	Klinisch voordeel
Waterafstotende voering	<ul style="list-style-type: none"> • Houdt oppervlakte droog • Breedte voorkomt rollen en/of vouwen • Zacht (zelfs voor de gevoelige huid) 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkomt ontvelling in de nek
Snelle sluiting	<ul style="list-style-type: none"> • Verzekerde hygiëne • Helpt tractie voorkomen • Universele tube aansluiting • Houdt tracheostomiecanule stevig op zijn plaats • Verstelbare lipjes om absorptie van afscheiding te voorkomen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verhoogt vertrouwen en veiligheidsgevoel • Helpt de stoma schoon en droog te houden • Gelimiteerde bewegingsvrijheid van de tube vermindert kans op huidbeschadiging • Vermindert de kans op losraken • Stimuleert herstel door intacte luchtweg • Eenvoudige wisseling van canulehouder en flens • Voorkomt complicaties
Verstelbare nekbandsluiting	<ul style="list-style-type: none"> • Veilig • Eenvoudig en snel te verwisselen • Materiaal hoeft niet op maat geknipt te worden • Zorgtijdbesparend 	<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteunt huidverzorging en voorkomt schuren en huidirritatie • Snel en eenvoudige verstelling van de nekband
Stretch nekbandsluiting	<ul style="list-style-type: none"> • Veert mee bij hoesten en zwelling • Biedt goede en comfortabele pasvorm 	<ul style="list-style-type: none"> • Knelt niet af • Minimaliseert de kans op losraken
Comfortabel en gemakkelijk	<ul style="list-style-type: none"> • Vermindert de benodigde tijd voor wisseling van de houder 	<ul style="list-style-type: none"> • Maakt tracheostomazorg eenvoudig
Latexvrij	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkomt allergische latex reacties 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkomt latex overgevoeligheid