

Romsons® Silko-Cath verblijfskatheters

De Romsons Silko-Cath katheter is een 100% siliconen 2-weg katheter voor langdurig gebruik tot 12 weken. De Romsons Silko-Cath katheters zijn ontwikkeld ter voorkoming van allergische reacties en voor optimaal comfort bij langdurig gebruik. De soepele katheter is gemaakt van 100% siliconen.

Gladde afgeronde tip

De verblijfskatheters zijn voorzien van een gladde afgeronde tip. Dit zorgt ervoor dat de katheter makkelijk is in te brengen.

Afgeronde katheterogen

Gladde katheterogen reduceren de kans op beschadiging van urinebuis. De grootte van de ogen ondersteunt een snelle afvoer van urine en helpt verstopping van de katheter te voorkomen.

X-Ray

De verblijfskatheter is voorzien van een röntgenvriendelijke blauwe tip en lijn voor optimale detecteerbaarheid tijdens radiologisch onderzoek.

Ronde katheterballon

De perfect symmetrische ballon houdt de katheter in positie. De siliconen ballon keert na gebruik terug in gestroomlijnde positie zodat het wisselen van de katheter eenvoudig en pijnloos verloopt.

Flexibiliteit

De Romsons Silko-Cath katheters zijn voorzien van optimale stijfheid voor eenvoudig inbrengen. Daarnaast biedt de katheter een prettige flexibiliteit voor ongekende bewegingsvrijheid.

100% Siliconen

Minimaliseert bacteriële kolonisatie, allergische reactie, aanslag en bevordert eenvoudige wisseling.

Universele connector

Voor een veilige aansluiting van urinezak of katheterventiel.



Romsons® Silko-Cath 100% siliconen verblijfskatheters

Artikelcode	Z-Index	Omschrijving	Verpakking
GS1078-12	17009324	Silko-Cath 100% siliconen 40 cm verblijfskatheter 5-10 ml. CH12	1 (stuks)
GS1078-14	17009332	Silko-Cath 100% siliconen 40 cm verblijfskatheter 5-15 ml. CH14	1 (stuks)
GS1078-16	17009340	Silko-Cath 100% siliconen 40 cm verblijfskatheter 15-30 ml. CH16	1 (stuks)
GS1078-18	17009359	Silko-Cath 100% siliconen 40 cm verblijfskatheter 15-30 ml. CH18	1 (stuks)