

Dagelijks gebruik van Romsons® urinezakken

De hoogwaardige urinezakken zijn voorzien van een transparante voorzijde voor dagelijkse controle en observatie van urine. Alle Romsons® urine beenzakken zijn voorzien van een terugslagventiel en monsterpoort voor het afnemen van een urinekweek.



Dagelijks gebruik van urinezakken

Urinezakken van Romsons® zijn zeer geschikt voor dagelijks gebruik bij verblijfskatheters en condoomkatheters. De zak is eenvoudig te legen met het stevige en veilige aftapkraantje aan de onderzijde.

Doorkoppeling 's nachts

's Nachts kan de urinezak met een koppelstuk worden doorgekoppeld naar een nachtzak. Ook de nachtzak is eenvoudig te legen met een stevig en veilig aftapkraantje aan de onderzijde.

Romsons® urinezakken:

Bestelnr.	Z-index	Artikelomschrijving	Verpakking
1024A	14831295	Romsons® urinezak bovenbeen 750 ml. – 10 cm. slang	10 (stuks)
1024C	14903040	Romsons® urinezak onderbeen 750 ml. – 40 cm. slang	10 (stuks)
1024D	14721287	Romsons® urinezak bovenbeen 500 ml. – 10 cm. slang	10 (stuks)
1024E	14892197	Romsons® urinezak onderbeen 500 ml. – 40 cm. slang	10 (stuks)

Romsons® nachtzakken (2000 ml.):

Bestelnr.	Z-index	Artikelomschrijving	Verpakking
1020R5/90/25	15468291	Romsons® nachtzak 90 cm. slang incl. monsterpoort	25 (stuks)
1020R5/120	14721295	Romsons® nachtzak 120 cm. slang incl. monsterpoort	25 (stuks)
1020TT/90	15101886	Romsons® nachtzak 90 cm. slang met kruiskraan	10 (stuks)
1020TT/130	15101878	Romsons® nachtzak 130 cm. slang met kruiskraan	10 (stuks)

