

## Uromed katheterventiel

**Stevig en compact katheterventiel met automatisch sluitend mechanisme en universele doorkoppeling aan urinezak. Zeer geschikt voor blaastraining.**

### Lekvrij aansluiten katheters

Het katheterventiel zorgt voor een lekvrije aansluiting op urine- en suprapubische katheters. Eenvoudig en eenhandig te bedienen.

### Doorstroom urine

Door indrukken van de rode knop vindt doorstroom van urine plaats naar urinezak of toilet. Als de rode knop niet ingedrukt is, is het ventiel automatisch vergrendeld en kan niet ongewenst openspringen.

### Veilig en duurzaam

Het lichtgewicht katheterventiel biedt een hoge doorstroomsnelheid en beschadigt de katheter niet. Het ventiel kan tot drie maanden aan de katheter gekoppeld blijven.

### Blaastraining

Het Uromed katheterventiel biedt de mogelijkheid de blaas te trainen en blaascapaciteit te handhaven.



### Assortiment katheterventiel

Artikelcode	Z-index	Artikelomschrijving	Aantal in verpakking
502603	14175665	Uromed Top katheterventiel	1 (stuk)