

Dale® ACE Connector®

De Dale® sonde ACE Connector® is ontworpen ter **reducering van infectiegevaar voor patiënt en zorgverlener. Het beschermt zorgverleners tegen infectiegevaar bij spatten en minimaliseert besmettingsgevaar voor de patiënt en is ENFit™ compatible.**



Gesloten systeem

Het 100% gesloten systeem wordt gebruikt voor voeding, uitzuigen en toediening van medicatie en vervangt connectors en adapters. Het Dale® ACE Connector® systeem biedt optimale bescherming omdat het te allen tijde gesloten blijft. Latexvrij en vrij van agressieve weekmakers.

Belangrijke productvoordelen:

- Comfortabel en compact
- Universeel / one size fits all
- Vervangt connectors en adapters
- Beschermt zorgverleners tegen spatten
- Reduceert de kans op kruisbesmetting
- Eenvoudige bediening

Leverbare modellen:

Artikelcode.	Z-index	Artikelomschrijving	Aantal in verpakking
485	16597532	Dale® ACE Connector® ENFit™ compatible.	1 stuk
475	16597524	Dale® ACE Connector® (geen ENFit™ connectie)	1 stuk

De belangrijkste (klinische) voordelen op een rij:

Eigenschap	Productvoordeel	Klinisch voordeel
100% Gesloten systeem	<ul style="list-style-type: none"> Beschermt zorgverlener tegen infectie bij spatten Beschermt patiënt tegen besmetting Geen loskoppeling / open verbinding Voorkomt lekkage (a.g.v. dopjes) 	<ul style="list-style-type: none"> Ondersteunt procedures ter voorkoming van spatten
Terugslagventiel	<ul style="list-style-type: none"> Geschikt voor alle 60cc spuit Voor toediening van voeding en medicatie zonder loskoppeling Silicone terugslagventiel Verzonken opening voorkomt handcontact en besmettingsgevaar 	<ul style="list-style-type: none"> Voorkomt vervuiling van bedlakens a.g.v. open adapters Voorkomt verlies van o.a. voeding
Eenvoudige schakelaar	<ul style="list-style-type: none"> Eenvoudig te bedienen Aan/uit functie 	<ul style="list-style-type: none"> Geen belemmering van doorstroming
Compact design	<ul style="list-style-type: none"> Gestroomlijnd ontwerp Vervangt connectors en adapters Eenvoudig aan te sluiten Universele aansluiting met silicone adapter 	<ul style="list-style-type: none"> ENFit™ compatible
Voorkomt fouten	<ul style="list-style-type: none"> Voorkomt voedingstoediening in IV lijn 	<ul style="list-style-type: none"> Onbruikbaar met luer aansluitingen