



TechniCare
Improving Healthcare



Opstahulp Jill

Transfer en revalidatie



Opstahulp Jill

De opstahulp is ontworpen voor cliënten binnen zorginstellingen die zelfstandig kunnen opstaan, maar niet of moeilijk kunnen lopen (mobiliteitsklasse A,B en C). De opstahulp maakt het zorgverleners mogelijk om cliënten in een zittende positie op een veilige en ergonomische manier te helpen met opstaan en te verplaatsen over korte afstanden. Bijvoorbeeld van het bed naar een toilet of (rol)stoel.



✓ Horizontale voetenspreiding

Zodat u het hulpmiddel kunt gebruiken met elke rolstoel, douchestoel en zorgstoel

✓ Revalidatiefunctie

Doordat de patient zich zoveel mogelijk zelf kan optrekken aan de optreksteunen, wordt het hulpmiddel direct ingezet als revalidatiemiddel.

✓ Zit-sta functie

De zitkussentjes zijn opklapbaar en inklapbaar. Deze zijn zo gepositioneerd dat de patient voor langere tijd kan staan, wat de functionaliteit te goede komt.

Elektrische pootspreiding

De breedte van de elektrisch verstelbare pootspreiding is met de handbediening eenvoudig aan te passen aan verschillende situaties waardoor de JILL altijd dicht bij de cliënt kan worden gereden. Dit bevordert een soepele en transfer.

Nadat de voeten op de stevige anti-slip voetplaat zijn geplaatst kan de cliënt zichzelf optrekken aan de comfortabele handvatten aan de bovenzijde van de opstahulp en gaan staan.

De Jill stimuleert de cliënt actief en met eigen kracht deel te nemen aan de transfer en vergroot daarmee de zelfstandigheid.

Tijdens gebruik zijn de 2 zwenkwielen op de rem te zetten.



Specificaties opstahulp:

Totale breedte minimaal:	700 MM
Totale breedte maximaal:	1000 MM
Zithoogte :	857 MM
Zitbreedte :	535 MM
Totale lengte :	925 MM
Totale hoogte :	1208 MM
Binnenmaat pootspreiding:	Min. 585 MM, Max. 885 MM

Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel en productie faciliteiten. Voor meer informatie:

www.technicare.nl



TechniCare
Improving Healthcare

Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)180 499 276
info@technicare.nl

www.technicare.nl