



Trans-Slide® Tri-Clean®

Glijzeil voor onder/boven- en links/rechts transfers in bed.



Probleemstelling

Eén van de zwaarste werkzaamheden binnen de zorgverlening is het verplaatsen van mensen binnen de grenzen van het bed. Dit is dan ook een hoofdbron van fysieke belasting.

Als gezondheidsdeskundige grens is in de CAO 'Arbeid en Gezondheid, Verpleeg- en Verzorgingshuizen', hierover de volgende praktijkrichtlijn geformuleerd:

"Niet meer tillen dan 25 kilo met beide handen in ideale omstandigheden. Indien er slechts één hand wordt gebruikt, ligt de grens op 15 kilo. Dient de kracht voornamelijk uit de vingers te komen dan ligt de grens al op 5 kilo."

Oplossing

De Trans-Slide Tri-Clean is dé oplossing voor het verantwoord verplaatsen van een zorgvrager, in elke willekeurige richting, binnen de bedgrenzen. Het speciaal gecoate 'high tenacity' (hoge slijtvastheid) polyester weefsel in een dubbellaagse toepassing heeft een laag wrijvingscoëfficiënt. Hierdoor worden de benodigde fysieke inspanning van zorgverlener en zorgvrager aanzienlijk verminderd en kan iedereen met een veilig gevoel worden verplaatst.

Het zeer gladde materiaal maakt zorgverleners weer bewust van de manier, methoden en gevolgen van standaard transferhandelingen. Dit bewustwordingsproces, waarbij fysieke belasting, positionering en werkwijze vanuit het eigen perspectief onder de loep worden genomen, zorgt voor een verbetering van de zorg voor zorgverlener én zorgvrager.

De Trans-Slide Tri-Clean past binnen de logistiek van de zorginstelling. Het product kan op 95° C gewassen worden en is geschikt voor industriële en chemische reiniging. Dit met behoud van de gladheid en de sterkte van het materiaal.

Doelgroep

Alle zorgverleners en -vragers die te maken hebben met transfers binnen de grenzen van het bed behoren tot de doelgroep. Dit geldt voor zowel professionele zorgverleners als voor hulpverleners uit de mantelzorg.

Trans-Slide® Tri-Clean®

Ergonomisch verantwoord verplaatsen

Productvoordelen

- Reductie fysieke belasting voor zorgvrager en zorgverlener
- Zeer slijtvast en een lange levensduur
- Is geschikt voor:
 - Industriële was op max. 95° C
 - Chemisch reinigen
 - Desinfectie
- Eenvoudig in gebruik
- Tijd- en kostenbesparend
- Hoge wrijvingsreductie
- Makkelijk mee te nemen

Assortiment

afmeting

145cm x 80 cm



Positionering
zorgvrager op
Trans-Slide Tri-Clean



Schuif zorgvrager
van u af



Verplaats zorgvrager
naar boven