


Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



**Prior Model PMS 2510**, weegschaal voor tilliften voor het wegen van  
immobiele patiënten

- Weegvermogen **300 kg**
- Gewichtsindeling per **100 gram**
- **Functies : hold en auto off**
- Vol elektronische weegschaal met loadcell weging
- Afmetingen : 52 x 122 x 160 mm
- Voeding : batterij
- **Geijkt, klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Model Prior PMS 2510,  
vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen,  
telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan:  
[info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com).

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email :  
[info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)