

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Model Prior 3001, Verplaatsbare Stoelweegschaal voor het wegen van patiënten, basisversie

- Weegvermogen **300 kg**
- Gewichtsindeling per **100 gram**
- **Functies : tarra, hold, bmi**
- Vol elektronische weegschaal met loadcell weging
- Afmetingen zitgedeelte : 48 x 50 cm
- Weegstoel standaard voorzien van opklapbare armleuningen en voetensteunen
- Verplaatsbaar middels 4 zwenkwielen, 2 geremd
- Voeding : batterij of adapter
- **Geijkt, klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Model Prior 3001, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan : info@prior-medical.com

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com