

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior Model 3600 L, Multifunctionele elektronische personen weegschaal met automatische BMI functie **en geïntegreerde meetlat** .

- Maximum capaciteit 250 kg
- Indeling per 100 gram
- Functies; aan/uit, tarra (100% van de capaciteit) en automatisch BMI berekening
- Meetlat 110 – 200 cm, indeling 1 mm
- Automatische waarde
- Duidelijk display (29 mm)
- Automatisch aan/ uit
- 2 Wielen voor eenvoudig verplaatsen
- Inclusief adapter
- Afmetingen 320 x 375 mm, inclusief 4 verstelbare voetjes en waterpas indicatie
- **Klasse III geijkt, MDD 93/42/EC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Prior 3600 L , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan:: info@prior-medical.com.

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com