



## Prior 5440 W

Verplaatsbare Stoelweegschaal voor het wegen van patiënten

- Weegvermogen **300 kg**
- Gewichtsindeling per **100 gram**
- Afmetingen zitgedeelte : **hoogte; 45 cm, breedte 57,5 cm**
- **Functies : BMI, tarra, hold**
- Vol elektronische weegschaal met loadcell weging
- Weegstoel standaard voorzien van opklapbare armleuningen en voetensteun
- Indicator kan opzij of achter op de stoel geplaatst worden
- Verplaatsbaar middels 4 zwenkwielen, geremd
- Voeding : batterij of adapter
- Data overdracht via Wifi
- **Geijkt, klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Model Prior PMS 5440 W, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : infobe@prior-medical.com