



MEDIBORGH



OK WARMTEJAS LANGE MOUW

Item : 50003-

- Disposable OK warmtejas
- Beschermend tegen temperatuurverschil op de OK
- Geweven witte manchetten en tailleband
- Ritsluiting aan de voorkant
- Voorzien van steek- en borstzak

Specificaties

Producteigenschappen		
Materiaal	PP Spunbound	40 gsm
Kleur	Donkerblauw	Witte manchetten
Verpakking	Doos 100 stuks	Per stuk verpakt
Beschikbare maten		
50003-M	M	Medium
50003-L	L	Large
50003-XL	XL	Extra Large
50003-XXL	XXL	Extra Extra Large