

INTERN TRANSPORT

VERRIJD BARE ELEKTRISCHE BEDDENKANTELAAR

RAY-E



DOOVECAREGROEP



- Bedden kantelen of tillen zonder fysieke inspanning
- Bedden passen door elke deuropening zonder sleutelen
- Bevordert infectiepreventie
- Geschikt voor elk type hoog/laag bed
- Eenvoudige afstandsbediening
- Werkt op oplaadbare accu
- Minimaliseert fysieke belasting
- Instelbare klauwen
- Voorzien van 8 zwenkwielen
- Verschillende financierings mogelijkheden



RAY-E

IDEAAL HULPMIDDEL VOOR HET VERPLAATSEN EN
ONDERHOUDEN VAN UW BEDDEN

MINIMALE FYSIEKE BELASTING



De RAY-E doet al het werk voor u. Dankzij een elektrische verstelling hoeft u de bedden niet meer zelf te kantelen en/of te tillen. Met een handige afstandsbediening is de RAY-E eenvoudig in gebruik.



Bedden kunnen door smalle deuropeningen zonder dat ze eerst gedemonteerd moeten worden.



Door gebruik te maken van de beddenkantelaar zijn bedden eenvoudig te verplaatsen, onderhouden en reinigen.




Geschikt voor elk type hoog/laag bed; ook voor bedden met een stalen frame.

RAY-E

Bedenk eens wat de RAY-E voor uw organisatie kan betekenen.

- Vergemakkelijkt het verplaatsen en onderhouden van hoog/laag bedden
- Nooit meer problemen om bedden door (smalle) deuropeningen te verplaatsen
- Voorkomt fysieke belasting van het personeel
- Bespaart tijd en geld
- Vermindert risico op ziekteverzuim
- Bekijk onze [productvideo](#)

De verschillende modellen die u kunt kopen, huren of leasen:



Specificaties RAY-E

	RAY-E	RAY
Breedte	93 cm	59 cm
Hoogte	108.5 cm	105 cm
Diepte	58 cm	44 cm
Hefvermogen	125 kg	160 kg
Kanteling	90°	90°

Bel voor een afspraak met onze productspecialist **0182 624 999**
of stuur een mail naar sales@doove.nl