

Douchebrancard



Comfort, hygiëne en veiligheid voor de persoonlijke verzorging van de patiënt

De Reval Crystal hoog-laag douchebrancard is snel en geruisloos.

De Crystal heeft een verstelbare hoofdsteun en een speciaal ontwikkeld matras voor optimale verzorging. Comfort, hygiëne en veiligheid voor de persoonlijke verzorging van de patiënt.

De Crystal douchebrancard is te leveren met naar keuze een elektrisch of hydraulisch hoog-laag mechanisme en heeft tevens een kantelfunctie.

De Crystal is leverbaar in 192 of 203 cm lengte, daarnaast zijn een kinder uitvoering en een obesitas (heavy duty) uitvoering beschikbaar.



driehoekig hoofdkussen is aan te passen aan de positie van de patiënt

voorzien van wegklapbare veiligheidsrekken uit roestvrij staal

Douchebrancard

De Reval Crystal douchebrancard is opklapbaar voor eenvoudige opslag en optimale reiniging.

Naast de laterale veiligheidsrekken beschikt de Crystal over een roestvrijstalen rek aan voeteneinde en hoofdeinde. Het rek aan het hoofdeinde is 10cm in hoogte verstelbaar.

Optioneel is een unieke, dubbele elektrische voetbediening voor maximale focus op de verzorging van de cliënt. Speciale uitvoeringen eventueel op aanvraag.

Specificaties:

| | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Gewicht: | 65 kg -hydraulisch model | 70 kg -electrisch model |
| Tilcapaciteit: | 135 kg, | 205 kg -heavy duty uitvoering |
| Ligvlak kantelbaar: | tot 6.5° | |
| Hoog-laag bereik: | 56 - 100 cm | |

De comfortabele matras is vervaardigd uit zacht, onbreekbaar polypropyleen.

Aan het voeteneinde bevindt zich de afvoer, gekoppeld aan een 4 mm flexibele slang

