

Douchen-in-bed Systeem

Hygiënische, comfortabele en veilige verzorging in bed

Het Reval Rubis Douchen-in-bed systeem is het meest eenvoudig te transporteren systeem voor persoonlijke hygiëne.

Het systeem is specifiek ontworpen voor diegenen die op bed gewassen dan wel verzorgd worden.

De mobiele, compleet uitgeruste douche unit en het waterbestendige laken bieden een hygiënische, efficiënte en comfortabele douche - ongeacht de mobiliteit van de gebruiker.

Het Rubis Douchen-in-bed systeem omvat een verrijdbare douchetrolley met zes 100 mm Φ zwenkwielen, flexibele doucheslangen, een reservoir voor schoon water en een reservoir voor afvalwater met geïntegreerd desinfectansvat. Daarbij wordt een gebruiksvriendelijk laken geleverd dat eenvoudig op de bedhoeken kan worden geklemd.

Na gebruik kan het vuile water eenvoudig worden afgevoerd in het toilet.



REVAL
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

Afmetingen:

Hoogte 106 cm

Breedte 94 cm

Diepte 58 cm




**Voorgeprogrammeerde beveiliging:
maximum temperatuur 41°**



Handdouche met regelbare waterkracht

Douchen-in-bed Systeem



WOUND SOLUTIONS • SAFETY SOLUTIONS • MEDICAL WELLNESS SOLUTIONS

WWW.JOERNS.NL