

Douche- en toiletstoel

Veelzijdig en gebruiksvriendelijk

De Reval Soflex douche- en toiletstoel maakt het eenvoudig en comfortabel om patiënten te vervoeren naar douche of toilet.

Met de Soflex douche- en toiletstoel wordt optimale lichaamsverzorging mogelijk, naast de geboden veiligheid.

De Soflex heeft een stalen buis frame, een duwbeugel en wegklapbare armsteunen met vergrendeling.

Met de verstelbare hoofd- en voetsteunen is de stoel aan te passen aan alle lichaamstypen en -lengtes.

De stoel heeft naar keuze een elektrisch of hydraulisch hoog-laag mechanisme en tevens een kantelfunctie.

Dankzij de specifieke zitting heeft de douchestoel ook een toiletfunctie: te gebruiken met toiletemmer of boven een bestaand toilet.



REVAL
LE BIEN-ÊTRE DURABLE



Douche- en toiletstoel

Specificaties:

Gewicht stoel:	35 kg
Tilcapaciteit :	135 kg
Minimale zithoogte:	50 cm
Tilbereik:	55 cm
Verstelling hoofdsteun:	7 cm max.
Verstelling voetsteun:	8 cm max .

Zitting kantelbaar: 3-10° 10-37°.

De Soflex douche- en toiletstoel is compact, neemt weinig ruimte in en is uitgerust met vier 125 mm Ø beremde zwenkwielen.

