

Badliftsystemen

Veilig en comfortabel

De verrijdbare Reval Topaz badliftsystemen maken het eenvoudig en comfortabel om patiënten te vervoeren en in bad te plaatsen.

De Topaz producten maken optimale lichaamsverzorging mogelijk en bieden daarbij comfort en veiligheid.

De Topaz heeft naar keuze een elektrisch of hydraulisch hoog-laag mechanisme.

Gebruiksvriendelijke en eenvoudige patiëntentransfer dankzij zwenkwielen en bescheiden breedte.

Dankzij het unieke ontwerp zijn de Topaz badliften makkelijk inzetbaar bij alle typen therapeutische baden en kunt u de patiënt veilig in het bad laten zakken.

Al naar gelang de situatie van de patiënt bestaat de keuze uit een stoel- of brancardsysteem - voor een zittende of liggende transfer c.q. verzorging.

Het hoog-laag mechanisme is met de voet of afstandsbediening in werking te stellen.



Wegklapbare armlenningen voor extra veiligheid.

Badliftsystemen



Specificaties stoellift:

Gewicht: 52 kg -hydraulische en 57 kg elektrische versie.
Tilbereik: 50 cm -hydraulische en 60 cm elektrische versie.
Tilcapaciteit: 150 kg.
Stalen frame, polyurethaan bekleding.
Zitting uit waterbestendig PVC.
Vier zwenkwielen, waarvan twee beremd.

Specificaties brancardlift:

Gewicht: 58 kg -hydraulische en 63 kg elektrische versie.
Tilbereik: 50 cm -hydraulische en 60 cm elektrische versie.
Tilcapaciteit: 150 kg.
Stalen frame, polyurethaan bekleding.
Zitting uit waterbestendig PVC.
Vier zwenkwielen, waarvan twee beremd.
Verstelbare rugsteun.
Hoofd- en voetensteun uit polyurethaan schuim.

