



## Dyna-Form<sup>®</sup> Saturn

De **Dyna-Form<sup>®</sup> Saturn** is ontwikkeld voor gebruikers met een **'hoog risico'** op de ontwikkeling van decubitus. Het combineert optimaal comfort voor de patiënten met de beste ondersteuning en decubituspreventie van een statische matras. In het ontwerp van deze matras staat het comfort van de patiënt voorop. Door aan de bovenzijde van de matras, waar de patiënt op rust, gebruik te maken van een mengsel van hoogwaardig, temperatuurgevoelig, visco-elastisch CME-schuim, beschikt de **Dyna-Form<sup>®</sup> Saturn** tevens over uitstekende drukherverdelingseigenschappen. Aan de onderkant van de duurzame, multi-stretch, dampdoorlatende hoes bevindt zich een polyurethaanbasis voor gebruik op alle soorten bedframes.

### Kenmerken

- ① Temperatuurgevoelig visco elastische schuimoppervlak (gecastelleerd)
- ② Basis en zijwanden van de beste kwaliteit CME-schuim
- ③ Rekbare, dampdoorlatende stof (geïmpregneerd met een schimmelwerend middel)
- ④ Op hoge frequentie gelaste naden voor een 100% waterdichtheid
- ⑤ Versterkte PU-/antislipbasis
- ⑥ Volledig vervangbare onderdelen

### Voordelen

- Biedt uitstekend comfort voor de patiënt, omdat het matras zich aanpast aan de lichaamscontouren
- Voorkomt te ver inzakken van de patiënt in het matras, hetgeen de levensduur van het matras ten goede komt
- Vermindert schuif- en wrijfkraften en helpt bij infectiecontrolebeleid
- Voorkomt het binnendringen van vloeistoffen en helpt bij ontsmettingsprocessen (kan tot 95°C gewassen worden)
- Biedt een robuust beschermend oppervlak tegen hydrolyse/scheuren en glijden
- Excellente prijs/kwaliteitverhouding

<b>Productcode</b>	<b>MAT0310001</b>
<b>Risicocategorie</b>	Hoog risico
<b>Gewichtslimiet</b>	254 kg
<b>Garantie</b>	8 jaar schuim/4 jaar hoes
<b>Afmetingen</b>	Standaard (lengte) 198 cm x (breedte) 88 cm x (hoogte) 15 cm – Variabele afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
<b>Schuimdichtheid</b>	Visco elastisch schuim - 55–60kg/m <sup>3</sup> Nominale hardheid – Zacht tot medium  Blauw CME schuim - 38–40kg/m <sup>3</sup> Nominale hardheid - 200 newton
<b>Decubitusklasse</b>	Zeer ernstig
<b>Brandvertragsingsklasse</b>	BS7177; 2008 (Crib 5-composiet)
<b>Gewicht</b>	12 kg
<b>Kleur</b>	Wine
<b>Compatibel met hypochloriet-oplossing</b>	1.000 ppm verdund of 0,1% (of samen te gebruiken met lokale infectiecontrolelijnen)